



Das MOMO Dreirad vereint eine Vielzahl therapeutischer und medizinischer Ziele und Anforderungen.



# MOMO Dreirad

Das Dreirad als Therapiehilfe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

GMFCS  
Level I-V

kg  
max. 120 kg



30 - 98,5 cm

16 - 23 cm



Das MOMO Dreirad gibt es in vielen verschiedenen Größen und ist somit gleichermaßen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geeignet. Umfangreiches Zubehör steht für die individuelle Ausstattung zur Verfügung.



Neben der mobilisierenden und stimulierenden Wirkung für Gelenke, Muskulatur und Kreislauf, leistet das MOMO Dreirad einen besonderen Beitrag bei der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Bewegungsstörungen.

# MOMO Dreirad

Das Dreirad als Therapiehilfe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene











Die kompakte Bauform und die optimierte Geometrie machen das MOMO Dreirad mit seinem niedrigeren Schwerpunkt zu einem wendigen Begleiter für den Alltag. Der extra tiefe und breite Einstieg des Rahmens ermöglicht ein bequemes und selbstständiges Aufsteigen.

Bei den Antrieben stehen viele verschiedene Varianten zur Wahl. Je nach Anforderung kann vom starren Zahnkranz, über Freilaufbremsnabe bis hin zur Umschaltung zwischen starrem Zahnkranz, Leerlaufnabe und 7-Gang-Freilaufbremsnabe mit Rückfahroption gewählt werden.



Aus einem umfassenden Zubehörprogramm kann die optimale Unterstützung für den Anwender zusammengestellt werden. Hierzu stehen verschiedene Lenker, Sättel, Fußschalen, Körperstützen sowie Elektroantriebe uvm. zur Verfügung.



	12"	16"	20"	24"	26"	26" (XL)
 Pedal bis Oberkante Sattel*	30 - 38 cm	42 - 57,5 cm	50 - 64,5 cm	56,5 - 73,5 cm	66,5 - 83 cm	74 - 90,5 cm
Pedal bis Oberkante Sattel**	33 - 41 cm	45 - 60 cm	52 - 68 cm	58 - 81,5 cm	67,5 - 91 cm	75 - 98,5 cm
Sattelstützrohr bis Vorbaurohr	33 cm	39 cm	45 cm	52 cm	58 cm	58 cm
Radstand	68 cm	80 cm	91 cm	104 cm	112 cm	112 cm
Einstiegshöhe	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
Länge über Alles	102 cm	120 cm	140 cm	165 cm	178 cm	178 cm
Breite über Alles	58 cm	65 cm	69 cm	75 cm	75 cm	75 cm
max. Belastung	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg	120 kg	120 kg
Leergewicht	12 kg	14,5 kg	17 kg	19,5 kg	21,5 kg	21,7 kg
HMV-Nr.	22.51.02.0053	22.51.02.0054	22.51.02.0055	22.51.02.0051	22.51.02.0052	22.51.02.0052
Rahmenfarbe	  	  		 		



Scannen Sie diesen QR-Code für weitere Informationen!

\* Maß mit Standard Sattelstütze / \*\* Maß mit T-Sattelstütze