

MOMO Zubehör

Vielfältig in Ausstattung und Funktion



Lenkungsdämpfer



Rundlenker mit Bremshebelring



Vorbauverlängerung



Lenkeinschlagbegrenzer



Standard-Sattel, Gel-Sattel, Sattelsitz mit Sitzbeinmulden, Einradsattel und Mofa-Sattel

Sattel		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Standard-Sattel	Breite	15 cm	15 cm	18 cm
	Länge	21 cm	24 cm	26 cm
Gel-Sattel	Breite hinten	19 cm	24 cm	-
	Breite vorne	4 cm	7 cm	-
	Länge	24 cm	27 cm	-
Sattelsitz mit Sitzbeinmulden	Breite hinten	20,5 cm	24 cm	-
	Breite vorne	4 cm	4 cm	-
	Länge hinten	9,5 cm	9,5 cm	-
	Länge gesamt	14,5 cm	14,5 cm	-

Sattel		
Einradsattel	Breite hinten	11 cm
	Breite mittig	6 cm
	Breite vorne	8 cm
	Länge	25 cm
Mofa-Sattel	Breite hinten	26 cm
	Breite vorne	9,5 cm
	Länge hinten	12 cm
	Länge gesamt	25 cm



Stufenlos einstellbare Kurbelverkürzer, Kurbelverkürzer und Spezialkurbel für Kniekontraktur



Standard- und T-Sattelstütze

Sattelstützen	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Standard-Sattelstütze	für 12"	für 16"	für 20" - 26"
T-Sattelstütze	für 12"	für 16" + 20"	für 24" + 26"

Das MOMO-Zubehör kann sowohl für Dreiräder als auch für Therapieräder genutzt werden.



Fußfixierpedale, Heimtrainerpedale, Fußschale, Fußschale mit Beinführung und Fußschale mit dynamischer Beinführung



Classic-Lenker, Touring-Lenker, Rundlenker und Multifunktionslenker

Lenker		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Classic-Lenker	Breite	47 cm	49 cm	52 cm	58 cm
	Tiefe	-	-	-	-
Touring-Lenker	Breite	55 cm	58 cm	-	-
	Tiefe	17 cm	17 cm	-	-
Rundlenker	Breite	40 cm	43 cm	-	-
	Tiefe	17 cm	25 cm	-	-
Multifunktionslenker	Breite	61,5 cm	-	-	-
	Tiefe	16,5 cm	-	-	-



Therapieradrahmen als Montagesatz für handelsübliche Zweiräder (Naben-Einbaubreite min. 120 mm)



Aufnahmebügel in vier Größen mit passender Halterung

Aufnahmebügel		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
max. Höhe*		20 cm	30 cm	37 cm	53 cm
	Tiefe	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm

* gemessen vom Standard-Sattel bis zur Oberkante der jeweiligen Pelotte



Schiebestange



Lenkung für Begleitperson mittels Lenkgestänge



Handfixierung



Brustgurt und Fixationsweste



Dynamische und breitenverstellbare Rücken- und Beckenpelotten

Fixierungen		Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Handfixierung	Breite vorne	8,5 cm	10 cm	12 cm	14 cm
	Breite	-	5 cm	6,5 cm	7 cm
Brustgurt	Länge	-	18,5 cm	25,5 cm	30,5 cm
	Breite innen	-	8 cm	9 cm	12 cm
Fixationsweste	Breite gesamt	-	25 cm	30 cm	34 cm
	Höhe Seite	-	10 cm	12 cm	16 cm
	Höhe gesamt	-	28 cm	30 cm	35 cm

Pelotten		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Dynamische Rückenpelotte	Breite	20 - 30 cm	25 - 35 cm	30 - 40 cm
	Dynamische Beckenführungpelotte			
Breitenverstellbare Rückenpelotte	Breite	20 - 28 cm	25 - 33 cm	30 - 36 cm
	Breitenverstellbare Beckenführungpelotte			