

Rechnungsanschrift:

 Bestellung
 Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Versandadresse:

 siehe Rechnungsanschrift

Kommission: _____

Madita – Therapiestuhl

- inkl. Armlehnen, Fußbank, Schiebegriff, Standard Sitzpolster mit Bezug
- Sitzhöhe einstellbar mit Gasdruckfederunterstützung (250N bei Gr. 0 + 1, 350N bei Gr. 2)
- 4 Laufrollen (75 mm), davon 2 mit Feststeller
- Verstellmöglichkeiten:
 - Sitzwinkel (per Gasdruckfeder 500N)
 - Rückenwinkel
 - Sitztiefe und Sitzbreite
 - winkel-, höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
 - höhenverstellbare Rückenlehne

NEUHEIT
 lieferbar ab Frühjahr 2012
 Das Modell 2010 ist bis zum Produktionsstart der neuen Madita verfügbar.
 Anpassbögen finden Sie unter www.schuchmann-reha.de!


HMV-Nr.: 26.11.05.0021

Grundmodell		
Madita Gr. 0	Madita Gr. 1	Madita Gr. 2
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> 7300000 1.298,00 €	<input type="checkbox"/> 7301000 1.298,00 €	<input type="checkbox"/> 7302000 1.490,00 €

Rahmenfarben	
Lasuritblau metallic	Telegrau 4 (Weißgrau)
Preis	Preis
<input type="checkbox"/> 9200010 inkl.	<input type="checkbox"/> 9200011 inkl.

Maße - Grundmodell				
		Madita Gr. 0	Madita Gr. 1	Madita Gr. 2
A	Sitztiefe	15 - 25 cm	21 - 30 cm	30 - 42 cm
B	Sitzbreite	16 - 26 cm	20 - 30 cm	28 - 38 cm
C	Rückenhöhe mit kurzem Rücken	32 - 37 cm	32 - 37 cm	42 - 52 cm
C	Rückenhöhe mit langem Rücken	42 - 52 cm	42 - 52 cm	53 - 63 cm
D	Sitzhöhe	46 - 58 cm	46 - 58 cm	46 - 58 cm
E	max. Unterschenkellänge	18 - 24 cm	22 - 32 cm	30 - 48 cm
F	Breite gesamt	45 cm	45 cm	53 cm
G	Länge gesamt	66 cm	66 cm	77 cm
	Sitzwinkel	(-)5° - 30°	(-)5° - 30°	(-)5° - 30°
	Rückenwinkel	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
	Gewicht	16 kg	17 kg	19 kg
	max. Belastung	30 kg	30 kg	50 kg

Bezüge für Madita Gr. 0+1				
	Grau / Orange	Orange / Enten	Schwarz / Grau mit Stickerei Pirat	Grau / Violett mit Stickerei Pferd
	Preis	Preis	Preis	Preis
	<input type="checkbox"/> 91 00 200 inkl.	<input type="checkbox"/> 91 00 201 inkl.	<input type="checkbox"/> 91 00 202 inkl.	<input type="checkbox"/> 91 00 203 inkl.
	Bezüge für Madita Gr. 2			Flexi-Bezüge
Grau / Dunkelgrün	Schwarz / Grau	Schwarz / Rot	Flexi Schwarz (91 00 003) Flexi Blau (91 00 002) Flexi Rot (91 00 004)	
Preis	Preis	Preis	Aufpreis	
<input type="checkbox"/> 91 00 204 inkl.	<input type="checkbox"/> 91 00 205 inkl.	<input type="checkbox"/> 91 00 206 inkl.	<input type="checkbox"/> 91 00 003 198,00 € <input type="checkbox"/> 91 00 002 198,00 € <input type="checkbox"/> 91 00 004 198,00 €	


Konfigurationsmöglichkeiten - Rücken			
	Rücken – inkl. Polster und Bezug für Gr. 0 (Standard-Ausführung oder mit integrierter Oberarmführung) kurzer Rücken: 32 - 37 cm langer Rücken: 42 - 52 cm	Rücken – inkl. Polster und Bezug für Gr. 1 (Standard-Ausführung oder mit integrierter Oberarmführung) kurzer Rücken: 32 - 37 cm langer Rücken: 42 - 52 cm	Rücken – inkl. Polster und Bezug für Gr. 2 (Standard-Ausführung oder mit integrierter Oberarmführung) kurzer Rücken: 42 - 52 cm langer Rücken: 53 - 63 cm
	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
	<input type="checkbox"/> kurz Standard (73 00 002) 160,00 € <input type="checkbox"/> lang Standard (73 00 003) 160,00 € <input type="checkbox"/> kurz Oberarmf. (73 00 029) 255,00 € <input type="checkbox"/> lang Oberarmf. (73 00 030) 255,00 €	<input type="checkbox"/> kurz Standard (73 01 002) 160,00 € <input type="checkbox"/> lang Standard (73 01 003) 160,00 € <input type="checkbox"/> kurz Oberarmf. (73 01 029) 255,00 € <input type="checkbox"/> lang Oberarmf. (73 01 030) 255,00 €	<input type="checkbox"/> kurz Standard (73 02 002) 180,00 € <input type="checkbox"/> lang Standard (73 02 003) 180,00 € <input type="checkbox"/> kurz Oberarmf. (73 02 029) 272,00 € <input type="checkbox"/> lang Oberarmf. (73 02 030) 272,00 €

Konfigurationsmöglichkeiten - Rücken			
Rückenrohre mit Schiebegriff (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)	Rückenrohre ohne Schiebegriff	Option - abnehmbarer Rücken	
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	
<input type="checkbox"/> für Gr. 0+1 (73 01 004) inkl. <input type="checkbox"/> für Gr. 2 (73 02 004) inkl.	<input type="checkbox"/> für Gr. 0+1 (73 01 005) inkl. <input type="checkbox"/> für Gr. 2 (73 02 005) inkl.	<input type="checkbox"/> für Gr. 0+1 mit Schiebegriff (73 01 006) 280,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2 mit Schiebegriff (73 02 006) 280,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 0+1 ohne Schiebegriff (73 01 007) 280,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2 ohne Schiebegriff (73 02 007) 280,00 €	

Kopfstützen

Kopfstütze (Standard) – gepolstert, inkl. Bezug, höhen- und winkelverstellbar	Kopfstütze (Seitenführung) – gepolstert, inkl. Bezug, höhen- und winkelverstellbar	Kopfstütze (Muschelform) – gepolstert, inkl. Bezug, höhen- und winkelverstellbar
		
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> für Gr. 0 (73 00 008) 205,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 1 (73 01 008) 205,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2 (73 02 008) 205,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 0 (73 00 009) 285,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 1 (73 01 009) 285,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2 (73 02 009) 285,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 0+1 (73 01 010) 285,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2 (73 02 010) 285,00 €

Konfigurationsmöglichkeiten - Thoraxpelotten

	Brustbreite - montiert an Madita Gr. 0	Brustbreite - montiert an Madita Gr. 1	Brustbreite - montiert an Madita Gr. 2	Halterung	Aufpreis / Paar
	13 - 20 cm	16 - 23 cm	26 - 32 cm	<input type="checkbox"/> fest (73 00 012) inkl. <input type="checkbox"/> abklappbar (73 00 013) 225,00 €	
	20 - 27 cm	23 - 30 cm	32 - 38 cm	<input type="checkbox"/> fest (73 01 012) inkl. <input type="checkbox"/> abklappbar (73 01 013) 225,00 €	
	___ - ___ cm	___ - ___ cm	___ - ___ cm	<input type="checkbox"/> fest nach Maß (73 09 012) 60,00 € <input type="checkbox"/> abklappbar nach Maß (73 09 013) 285,00 €	
	Thoraxpelotte Gr. 1 – gepolstert, inkl. Bezug (Standardkonfiguration bei Madita Gr. 0+1, wenn nicht anders angegeben) Höhe: 8 cm Tiefe: 13 cm			Thoraxpelotte Gr. 2 – gepolstert, inkl. Bezug (Standardkonfiguration bei Madita Gr. 2, wenn nicht anders angegeben) Höhe: 11 cm Tiefe: 16 cm	
Preis / Paar			Preis / Paar		Preis / Paar
<input type="checkbox"/> 73 01 011 78,00 €			<input type="checkbox"/> 73 02 011 78,00 €		<input type="checkbox"/> 73 09 011 160,00 €

Oberschenkelführung

	Oberschenkelführung für Gr. 0 gepolstert, inkl. Bezug, winkel-, tiefen- und breitenverstellbar	Oberschenkelführung für Gr. 1 gepolstert, inkl. Bezug, winkel-, tiefen- und breitenverstellbar	Oberschenkelführung für Gr. 2 gepolstert, inkl. Bezug, winkel-, tiefen- und breitenverstellbar	
	Standard 12 cm	Standard 17 cm	Standard 22 cm	
	Lang (möglich ab einer Sitztiefe von 21 cm) 17 cm	Lang (möglich ab einer Sitztiefe von 26 cm) 22 cm	Lang (möglich ab einer Sitztiefe von 37 cm) 27 cm	
	Preis / Paar		Preis / Paar	
	<input type="checkbox"/> Standard (73 00 014) 155,00 € <input type="checkbox"/> Lang (73 00 015) 155,00 €	<input type="checkbox"/> Standard (73 01 014) 155,00 € <input type="checkbox"/> Lang (73 01 015) 155,00 €	<input type="checkbox"/> Standard (73 02 014) 160,00 € <input type="checkbox"/> Lang (73 02 015) 160,00 €	

Oberschenkelführung bei einstellbarer Beckenführung

	Oberschenkelführung für Gr. 0 gepolstert, inkl. Bezug, winkel-, tiefen- und breitenverstellbar	Oberschenkelführung für Gr. 1 gepolstert, inkl. Bezug, winkel-, tiefen- und breitenverstellbar	Oberschenkelführung für Gr. 2 gepolstert, inkl. Bezug, winkel-, tiefen- und breitenverstellbar	
	Standard 8 cm	Standard 12 cm	Standard 17 cm	
	Lang (möglich ab einer Sitztiefe von 21 cm) 12 cm	Lang (möglich ab einer Sitztiefe von 26 cm) 17 cm	Lang (möglich ab einer Sitztiefe von 37 cm) 22 cm	
	Preis / Paar		Preis / Paar	
	<input type="checkbox"/> Standard (73 00 016) 155,00 € <input type="checkbox"/> Lang (73 00 017) 155,00 €	<input type="checkbox"/> Standard (73 01 016) 155,00 € <input type="checkbox"/> Lang (73 01 017) 155,00 €	<input type="checkbox"/> Standard (73 02 016) 160,00 € <input type="checkbox"/> Lang (73 02 017) 160,00 €	

Sitzoption					
Standard Sitzpolster – inkl. Bezug (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)		Sitzpolster – inkl. Bezug mit anatomischer Beinführung		Einstellbare Beckenführung – gepolstert, inkl. Bezug	
Preis / Stück		Aufpreis / Stück		Preis / Stück	
<input type="checkbox"/> für Gr. 0 (7300018)	inkl.	<input type="checkbox"/> für Gr. 0 (7300019)	178,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 0 - Sitzbreite A = 15 - 24 cm (7300021)	290,00 €
<input type="checkbox"/> für Gr. 1 (7301018)	inkl.	<input type="checkbox"/> für Gr. 1 (7301019)	178,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 1 - Sitzbreite A = 18 - 28 cm (7301021)	290,00 €
<input type="checkbox"/> für Gr. 2 (7302018)	inkl.	<input type="checkbox"/> für Gr. 2 (7302019)	178,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 2 - Sitzbreite A = 26 - 36 cm (7302021)	310,00 €

Fußstützen		Sitzoption																			
Fußstützen – einzeln verstellbar		Abduzierbare Beinführung – mit Beinlängenausgleich, gepolstert, inkl. Bezug																			
Aufpreis / Paar		Preis / Stück																			
<input type="checkbox"/> für Gr. 0+1 (7301027)	220,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 0 (7300022)	420,00 €	A = Abduktionswinkel																	
<input type="checkbox"/> für Gr. 2 (7302027)	220,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (7301022)	420,00 €	B = Oberschenkelbreite																	
		<input type="checkbox"/> Gr. 2 (7302022)	440,00 €	C = Beinlängenausgleich																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>bei Gr. 0</th> <th>bei Gr. 1</th> <th>bei Gr. 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>0° - 20°</td> <td>0° - 20°</td> <td>0° - 20°</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>7 - 10 cm</td> <td>9 - 12 cm</td> <td>10 - 14 cm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3 cm</td> <td>3 cm</td> <td>3 cm</td> </tr> </tbody> </table>			bei Gr. 0	bei Gr. 1	bei Gr. 2	A	0° - 20°	0° - 20°	0° - 20°	B	7 - 10 cm	9 - 12 cm	10 - 14 cm	C	3 cm	3 cm	3 cm
	bei Gr. 0	bei Gr. 1	bei Gr. 2																		
A	0° - 20°	0° - 20°	0° - 20°																		
B	7 - 10 cm	9 - 12 cm	10 - 14 cm																		
C	3 cm	3 cm	3 cm																		

Zubehör			Fixationshilfen
Begurtungs-Montagesatz für den Sitzbereich – bestehend aus 2 Winkeln mit Klappschnalle und 2 Klappschnallen (gebohrt)	Begurtungs-Montagesatz für den Rückenbereich – bestehend aus 2 Gewindeplatten mit Klappschnallen und 2 Klappschnallen (gebohrt)	Inkontinenzbeschichtung im Sitzbereich	Bitte verwenden Sie unseren Auswahlbogen Flexi-Aktiv (siehe ab Seite108)
Preis / Satz	Preis / Satz	Preis / Stück	
<input type="checkbox"/> 20 mm für Gr. 0+1 (7300025) 36,00 € <input type="checkbox"/> 25 mm für Gr. 2 (7301025) 36,00 €	<input type="checkbox"/> 20 mm für Gr. 0+1 (7300026) 36,00 € <input type="checkbox"/> 25 mm für Gr. 2 (7301026) 36,00 €	<input type="checkbox"/> 7300020 158,00 €	

Zubehör												
Radstandsverlängerung einsteckbar	Knieabduktionskeil vorsteckbar mittels Steckachse, gepolstert, inkl. Bezug	Therapietisch – aus Holz mit Rand	4 Laufrollen davon 2 mit Feststeller									
Preis / Paar	Preis / Stück	Preis / Stück	Aufpreis / Satz									
<input type="checkbox"/> 7301028 120,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 0 (7300023) 175,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 1 (7301023) 175,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 (7302023) 175,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 0+1 (7301024) 205,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2 (7302024) 205,00 €	<input type="checkbox"/> 75 mm (9103075) inkl. <input type="checkbox"/> 100 mm (9103100) 50,00 € <input type="checkbox"/> 125 mm (9103125) 80,00 €									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Breite</th> <th>Tiefe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>für Gr. 0+1</td> <td>50 cm</td> <td>40 cm</td> </tr> <tr> <td>für Gr. 2</td> <td>60 cm</td> <td>50 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Breite	Tiefe	für Gr. 0+1	50 cm	40 cm	für Gr. 2	60 cm	50 cm	
	Breite	Tiefe										
für Gr. 0+1	50 cm	40 cm										
für Gr. 2	60 cm	50 cm										