

Rechnungsanschrift:

 Bestellung
 Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Versandadresse:

 siehe Rechnungsanschrift

Kommission: _____

Fanni – Rehawagen



Der Rehawagen Fanni, basierend auf dem Patron Tom 5 Streeter, wurde nach den Anforderungen der EN ISO 7176/19 getestet

- faltbares Fahrgestell mit Sitzeinheit
- abgedichtetes Gestell mit Fußbremse
- multifunktionelle, abnehmbare und drehbare Sitzeinheit in 3 Größen
- Sitztiefen-, Sitzbreiten- und Rückenhöhenverstellung
- stufenlos einstellbare Sitzkantelung
- hochklappbare, kniewinkel- und höhenverstellbare Fußbank
- abnehmbarer, gepolsterter Haltebügel
- seitliche Begrenzungspelotten




HMV-Nr.: 18.99.01.2071 (lenkbar)

HMV-Nr.: 18.99.01.2070 (starr)

Grundmodelle mit lenkbaren Vorderrädern

Fanni Gr. 1 mit lenkbaren Vorderrädern und Richtungsfeststeller	Fanni Gr. 2 mit lenkbaren Vorderrädern und Richtungsfeststeller	Fanni Gr. 3 mit lenkbaren Vorderrädern und Richtungsfeststeller
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> 2801 000 ___ 2.430,00 €	<input type="checkbox"/> 2802 000 ___ 2.430,00 €	<input type="checkbox"/> 2803 000 ___ 2.540,00 €

Grundmodelle mit starren Vorderrädern

Fanni Gr. 1 mit starren Vorderrädern, (nur Design 3 + 4 möglich)	Fanni Gr. 2 mit starren Vorderrädern, (nur Design 3 + 4 möglich)	Fanni Gr. 3 mit starren Vorderrädern, (nur Design 3 + 4 möglich)
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> 2801 100 ___ 2.380,00 €	<input type="checkbox"/> 2802 100 ___ 2.380,00 €	<input type="checkbox"/> 2803 100 ___ 2.490,00 €

Design			
	Design 1 • Bezugskombination: schwarz / rot • Fahrgestell: anthrazit • 295 mm Hinterräder, verchromt, luftbereift • 200 mm Vorderräder, verchromt, pannensicher		Design 2 • Bezugskombination: schwarz / blau • Fahrgestell: anthrazit • 295 mm Hinterräder, verchromt, luftbereift • 200 mm Vorderräder, verchromt, pannensicher
	Preis / Stück		Preis / Stück
<input type="checkbox"/> __ / 1	inkl.	<input type="checkbox"/> __ / 2	inkl.

Design			
	Design 3 • Bezugskombination: schwarz / rot • Fahrgestell: grau • 260 (260*) mm Hinterräder, pannensicher • 175 (260*) mm Vorderräder, pannensicher		Design 4 • Bezugskombination: schwarz / blau • Fahrgestell: grau • 260 (260*) mm Hinterräder, pannensicher • 175 (260*) mm Vorderräder, pannensicher
	Preis / Stück		Preis / Stück
<input type="checkbox"/> __ / 3	inkl.	<input type="checkbox"/> __ / 4	inkl.




Räderkonfiguration für Design 3 + 4	
Luftbereifte Räder für Design 3+4	
• 300 (300*) mm Hinterräder • 200 (300*) mm Vorderräder	
Aufpreis / Satz	
<input type="checkbox"/> 2800001	45,00 €

* Maß für starre Räder

Maße - Grundmodell				
		Fanni Gr. 1	Fanni Gr. 2	Fanni Gr. 3
A	Rückenlehnenhöhe	44 - 57 cm	51 - 68 cm	55 - 70 cm
B	Sitztiefe	21 - 27 cm	23 - 33 cm	29 - 40 cm
C	Sitzbreite	22 - 28 cm	25 - 35 cm	27 - 39 cm
D	Unterschenkellänge	9 - 26 cm	12 - 36 cm	12 - 39 cm
	Rückenlehnenwinkel	0° - 175°	0° - 175°	0° - 175°
	Sitzkantelung	(-)28° - 45°	(-)26° - 40°	(-)26° - 40°
E	Gesamtlänge	76 cm	76 cm	76 cm
F	Gesamtbreite	59 cm	63 cm	67 cm
G	Gesamthöhe (mit verst. Schiebebügel)	85 / 110 cm	90 / 115 cm	90 / 115 cm
	Gewicht	15,5 kg	17,5 kg	19,0 kg
	max. Belastung	35 kg	40 kg	50 kg
	Länge (gefaltet)	90 cm	92 cm	95 cm
	Breite (gefaltet)	59 cm	63 cm	67 cm
	Höhe (gefaltet)	36 cm	37 cm	37 cm




Zubehör			
Preis / Stück	Preis / Paar	Preis / Stück	
<input type="checkbox"/> Gr. 1 (2801002) 175,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (2801003) 180,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (2801004) 68,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 2 (2802004) 68,00 €
<input type="checkbox"/> Gr. 2 (2802002) 175,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 2 (2802003) 180,00 €		


Zubehör		
4-Punkt-Beckengurt 	5-Punkt-Gurt 	Sitzhose 
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> Gr. 1 (2801 005) 130,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 (2802 005) 130,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (2801 006) 145,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 (2802 006) 145,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (2801 007) 115,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 (2802 007) 115,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 3 (2803 007) 115,00 €


Zubehör		
Brustschultergurt 	Fixationsweste 	Abduktionskeil 
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> Gr. 1 (2801 008) 105,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 (2802 008) 105,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 3 (2803 008) 105,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (2801 009) 126,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 (2802 009) 126,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 3 (2803 009) 126,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (2801 010) 120,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 (2802 010) 120,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 3 (2803 010) 120,00 €

Zubehör		
Therapietisch – aus Holz mit Rand 	Ablagekorb – für alle Größen 	Trägerplatte für Versorgungsgeräte (nur bei lenkbaren Rädern) 
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> für Gr. 1 (2801 021) 230,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2+3 (2802 021) 230,00 €	<input type="checkbox"/> für starre Räder (2801 011) 78,00 € <input type="checkbox"/> für lenkbare Räder (2802 011) 78,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 2+3 (2800 012) 320,00 €



Zubehör		
Sommerschlupfsack 	Winterschlupfsack 	Verlängerter Seitenschutz 
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> Gr. 1 (2801 013) 130,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 (2802 013) 130,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (2801 014) 230,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 (2802 014) 230,00 €	<input type="checkbox"/> 2800 015 205,00 €



Zubehör		
Verdeck – mit Sichtfenster für Begleitperson 	Regencape – nur in Verbindung mit dem Verdeck einsetzbar 	Kombi-Verdeck – mit Sichtfenster für Begleitperson, inkl. integriertem Regencape
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> für Gr. 1 (2801016) 160,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2+3 (2802016) 160,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 1+2 (2801017) 55,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 3 (2802017) 55,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 1 (2801022) 280,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2+3 (2802022) 280,00 €

Zubehör		
Zubehörtasche 	Abdeckkappen – für die Haltebügelaufnahme	Trommelbremse – mit Handbedienung (nur bei Luftbereifung)
Preis / Stück	Preis / Satz	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> 2800018 90,00 €	<input type="checkbox"/> 2800019 38,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 3 (2803020) 298,00 €

Untergestelle mit lenkbaren Vorderrädern			
	Untergestell Gr. 1 (ohne Korb) • Fahrgestell: grau • inkl. Aufnahmeadapter für Trapez- und Fremdadapter • mit lenkbaren Vorderrädern und Richtungsfeststeller • 260 mm Hinterräder, pannensicher • 175 mm Vorderräder, pannensicher	Untergestell Gr. 2 (ohne Korb) • Fahrgestell: grau • inkl. Aufnahmeadapter für Trapez- und Fremdadapter • mit lenkbaren Vorderrädern und Richtungsfeststeller • 260 mm Hinterräder, pannensicher • 175 mm Vorderräder, pannensicher	Untergestell Gr. 3 (ohne Korb) • Fahrgestell: grau • inkl. Aufnahmeadapter für Trapez- und Fremdadapter • mit lenkbaren Vorderrädern und Richtungsfeststeller • 260 mm Hinterräder, pannensicher • 175 mm Vorderräder, pannensicher
	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> 2801500 1.490,00 €	<input type="checkbox"/> 2802500 1.490,00 €	<input type="checkbox"/> 2803500 1.490,00 €	

Räderkonfiguration für Untergestelle	Fußbank für Untergestelle
Luftbereifte Räder • 300 mm Hinterräder • 200 mm Vorderräder	Fußbank – hochklappbar, kniewinkel- und höhenverstellbar
Aufpreis / Satz	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> 2800001 45,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 1 (2801023) 440,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2 (2802023) 440,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 3 (2803023) 440,00 €

Adapter																	
Trapezadapter Unterteil Gr. 0 zur Montage am Untergestell 	Trapezadapter Oberteil Gr. 0 zur Montage an der Sitzschale 																
<table border="1"> <tr> <th></th> <th>Länge</th> <th>Breite vorne</th> <th>Breite hinten</th> </tr> <tr> <td>Gr. 0</td> <td>20 cm</td> <td>21 cm</td> <td>14,5 cm</td> </tr> </table>		Länge	Breite vorne	Breite hinten	Gr. 0	20 cm	21 cm	14,5 cm	<table border="1"> <tr> <th></th> <th>Länge</th> <th>Breite vorne</th> <th>Breite hinten</th> </tr> <tr> <td>Gr. 0</td> <td>19 cm</td> <td>16,5 cm</td> <td>9,8 cm</td> </tr> </table>		Länge	Breite vorne	Breite hinten	Gr. 0	19 cm	16,5 cm	9,8 cm
	Länge	Breite vorne	Breite hinten														
Gr. 0	20 cm	21 cm	14,5 cm														
	Länge	Breite vorne	Breite hinten														
Gr. 0	19 cm	16,5 cm	9,8 cm														
Preis / Stück	Preis / Stück																
<input type="checkbox"/> 9000006 162,00 €	<input type="checkbox"/> 9000007 108,00 €																

Adapter																	
Trapezadapter Unterteil Gr. 1 zur Montage am Untergestell 	Trapezadapter Oberteil Gr. 1 zur Montage an der Sitzschale 																
<table border="1"> <tr> <th></th> <th>Länge</th> <th>Breite vorne</th> <th>Breite hinten</th> </tr> <tr> <td>Gr. 1</td> <td>26 cm</td> <td>26 cm</td> <td>17,5 cm</td> </tr> </table>		Länge	Breite vorne	Breite hinten	Gr. 1	26 cm	26 cm	17,5 cm	<table border="1"> <tr> <th></th> <th>Länge</th> <th>Breite vorne</th> <th>Breite hinten</th> </tr> <tr> <td>Gr. 1</td> <td>25 cm</td> <td>21,5 cm</td> <td>12,7 cm</td> </tr> </table>		Länge	Breite vorne	Breite hinten	Gr. 1	25 cm	21,5 cm	12,7 cm
	Länge	Breite vorne	Breite hinten														
Gr. 1	26 cm	26 cm	17,5 cm														
	Länge	Breite vorne	Breite hinten														
Gr. 1	25 cm	21,5 cm	12,7 cm														
Preis / Stück	Preis / Stück																
<input type="checkbox"/> 9000004 162,00 €	<input type="checkbox"/> 9000005 108,00 €																