

# FRANKA...

das universelle Untergestell

...wir bewegen mehr!



Abb. Grundmodell FRANKA Größe 0  
zusätzlich mit Trapezadapter-System und Schiebebügel



**Das Untergestell FRANKA ist in drei Größen lieferbar; für zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten auch mit Straßenumbausatz**

- Der Einsatzbereich für das Zimmeruntergestell FRANKA ist hauptsächlich im häuslichen Umfeld als auch in Einrichtungen zu sehen
- Als Zusatzausstattung auch mit höhen- und winkelverstellbarem Schiebegriff
- FRANKA ist mit allen handelsüblichen Sitzschalensystemen adaptierbar
- Die Sitzhöhe ist auf Spielhöhe abzusenken
- Neben dem großen Höhenverstellbereich vom Bodenniveau bis zur Tischhöhe ist auch eine Sitzkantelung von (-)8 bis 30° möglich
- Der optionale Schiebebügel und das spezielle, kleine Adaptersystem Größe 0 ermöglichen bei FRANKA Größe 0 einen technisch und optisch einwandfreien Aufbau einer Sitzschale oder eines Sitzsystems ab einer Sitztiefe von 12 cm
- HMV Nr. 26.99.01.0022



Absenkung von FRANKA bis auf Boden-/Spielhöhe



Mit Straßenumbausatz auch als Kombiuntergestell nutzbar



Der Sitzschalenadapter Trapezform sorgt für eine schnelle und sichere Verbindung



Sitzwinkelverstellung per Gasdruckfeder in die aktive und passive Position von (-)8 bis 30°



Höhenverstellung per Fußpedal

| Maße in cm                  | Gr. 0      | Gr. 1      | Gr. 2      |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Höhe Sitzschalen-aufnahme   | 18 - 55    | 18 - 55    | 18 - 55    |
| Rahmenhöhe                  | 27         | 27         | 27         |
| Sitzwinkel                  | (-)8 - 30° | (-)8 - 30° | (-)8 - 30° |
| Länge gesamt                | 59         | 65         | 75         |
| Breite gesamt               | 48         | 56         | 66         |
| Breite mit Straßenumbausatz | -          | 66         | 76         |
| max. Belastung (kg)         | 30         | 50         | 75         |
| Gewicht (kg)                | 8          | 10         | 12         |

