

FRIDOLIN 1+2...

das funktionelle Untergestell für den Innenbereich

NEUHEIT
Jetzt auch als FRIDOLIN Maxi
erhältlich. Weitere Informationen
finden Sie in unsere Preisliste oder
unter www.schuchmann-reha.de



Abb. Grundmodelle FRIDOLIN 1 + 2 Größe 1
zusätzlich mit Trapezadapter-System

FRIDOLIN das Sitzschalenuntergestell mit allen Basisfunktionen und dem Bedienervorteil der Kantelung per Gasdruckfeder

- Adaptierbar unter alle üblichen Sitzschalen und Sitzsysteme
- Höheneinstellbar um 12 cm mit spielfreier Feststellung per Klemmschelle
- Der Winkelbereich von 35° der Kantelung ist einstellbar von (-)5° - 40°
- Die Kantelung lässt sich benutzerfreundlich per Gasdruckfeder verstellen
- Die Höhenverstellung erfolgt beim FRIDOLIN 1 mechanisch und beim FRIDOLIN 2 per Gasdruckfeder
- HMV 26.99.01.0032



Sitzwinkelverstellung mit Gasdruckfederunterstützung in die aktive und passive Position



Kompakter Schiebegriff mit Winkelverstellung zur Anpassung an den Öffnungswinkel der Sitzeinheit



Schnelle stufenlose Verstellung der Sitzhöhe per Gasdruckfeder bei FRIDOLIN 2



Alternativ FRIDOLIN 1 mit Höheneinstellung per teleskopierbarer Mittelsäulen

Maße in cm	Fridolin 1		Fridolin 2	
	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 1	Gr. 2
Höhe Sitzschalenaufnahme	40 - 52	40 - 52	40 - 52	40 - 52
Sitzwinkel	(-)5°-30°	(-)5°-30°	(-)5°-30°	(-)5°-30°
Länge gesamt	66	77	66	77
Breite gesamt	45	53	45	53
max. Belastung (kg)	50	50	50	50
Gewicht (kg)	7	8	7	8

