

BEN...

die Bade- und Duschliege von Rifton



Abb. Grundmodell BEN Größe 2

BEN ist eine Bade- und Duschielie universell für verschiedene Altersstufen und Indikationen einsetzbar

- Die im Grundmodell enthaltene Winkelverstellung des Sitz- und Rückenteils ist auch während der Nutzung einfach zu verstellen
- Der hochwertige Kunststoff sorgt für ein sehr geringes Eigengewicht und eine leichte Reinigung
- Kopfstützpolster sowie Becken- und Beingurte ermöglichen eine zusätzliche Positionierung des Kindes
- Durch die Höhenverstellung der Stützfüße lässt sich die Badehöhe bis auf Bodenhöhe verstellen
- Weitere Untergestelloptionen, wie eine Erhöhung für die Badewanne oder für die Dusche mit Rollen, erweitern die Einsatzmöglichkeiten und die Anpassung an das räumliche Umfeld
- Der Bezug ist sehr einfach abzunehmen und bei 30° waschbar
- HMV Nr. 04.40.04.1001



Flache Position für die Badewanne



Grundmodell in Sitzposition mit Duscheruntergestell, das aus der Badeliege eine Duschielie werden lässt



Einfache Verstellung am Sitz- bzw. Rückenteil



Grundmodell in Liegeposition mit Badewannenuntergestell



Sichere Fixierung der Badeliege auf den Untergestellen



Untergestell für eine leicht erhöhte und rückschonende Position in der Badewanne



Maße in cm	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Sitzbreite	37	37	37
Sitztiefe	33	33	42
Rückenhöhe	46	64	81
Sitzhöhe ohne Untergestell	5 u. 18	5 u. 18	5 u. 18
Sitzhöhe mit Untergestell Badeliege	43	43	43
Sitzhöhe mit Untergestell Duschielie	71	71	71
Breite Untergestell Badeliege	43	43	43
Länge Untergestell Badeliege	81	81	81
Breite Untergestell Duschielie	67	67	67
Länge Untergestell Duschielie	84	84	84
Körpergröße	bis 91	81-127	117-173
max. Belastung (kg)	27	54	73

