

BIBI... der leichte und kompakte Badesitz



...wir bewegen mehr!

BIBI ist ein Badesitz, der Kindern eine sichere Sitzposition bietet

- Durch den winkelverstellbaren Rücken ist eine Anpassung an die jeweilige Situation möglich
- Der verstellbare Bezug bietet die Möglichkeit, eine individuelle Sitzmulde anzuformen
- BIBI ist in einer Größe mit zwei Rückenlängen erhältlich
- Durch das kleine Faltmaß ist BIBI sehr platzsparend und dank des geringen Eigengewichtes auch ideal für Reisen
- HMV Nr. 04.40.04.1xxx



Abb. Grundmodell BIBI mit kurzem Rücken und Beckengurt



Das kleine Faltmaß ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung und den einfachen Transport



Die Rücken- und Sitzbespannung ist mit vier Gurtschlaufen einstellbar, der Rückenwinkel kann per Rastergelenk verstellt werden

Maße in cm	Gr. 1
Sitztiefe	30
Sitzbreite	36
Höhe kurzer Rücken	45
Höhe langer Rücken	55
Länge gesamt	60
max. Belastung (kg)	30
Gewicht (kg)	2,3