

# BOB...

das universelle Toilettensitz-System von Rifton

...wir bewegen mehr!



Abb. Grundmodell BOB Toilettensitz Größe 1  
zusätzlich mit komplettem Zubehör

**BOB ist ein Toilettenstuhl/-sitz im Baukastensystem in zwei Grundgrößen für verschiedene Altersstufen**

- Die Konfiguration eines Toiletensitzes bis hin zu einem vollständigen Toiletten- und Duschstuhl ist möglich
- Der Rückenwinkel ist von -5° bis 15° stufenweise verstellbar und an die individuelle Sitzposition anpassbar
- Der hochwertige Kunststoff sorgt für ein sehr geringes Eigengewicht und eine leichte Reinigung
- Eine Reihe von Zubehör Optionen ermöglichen die Anpassung an individuelle Anforderungen
- HMV Nr. 33.40.01.4004 als Toiletensitz mit Fußbank  
 HMV Nr. 33.40.01.2003 als Toilettenstuhl mit Fußbank  
 HMV Nr. 33.40.01.2004 als kompletter Toilettenstuhl



Einfache und stabile Montage auf der Toilette



Niedrigste Sitzposition für kleinere Kinder und den selbständigen Transfer



Toiletteneinrichtung



Leicht abnehmbare Tisch als Armauflage und Abstützhilfe



Fußbank für den Toiletensitz



Spritzschutz und Abduktionskeil abnehmbar zur Reinigung und zum Transfer



Maße in cm	Gr. 1	Gr. 2
Breite Untergestell	52	52
Sitzhöhe	18 - 51	18 - 51
Sitzbreite	30	41
Sitztiefe	23 / 28	29 / 35
Armlehnenhöhe Sitz bis Armlehne	14	18
Unterschenkellänge bis Toilettenstuhl	12 - 42	12 - 42
Unterschenkellänge Toilettensitz	20 - 30	28 - 38
Rückenhöhe	61	kurzer Rücken: 46 langer Rücken: 86
Überfahrbare Beckenhöhe	48	48
Rückenwinkel	85°, 95°, 105°	85°, 95°, 105°
Körpergröße	76 - 127	122 - 183
max. Belastung (kg)	82	82

