

Rechnungsanschrift:

- 
- Bestellung**
- 
- 
- Kostenvoranschlag**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Besteller: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Versandadresse:

 siehe Rechnungsanschrift


Kommission: \_\_\_\_\_

## Boris – Toiletten- und Duschstuhl

- anatomisch geformte Sitzschale aus PE, Farbe Stahlblau
- Untergestell aus Edelstahl
- Sitzwinkelverstellung per Gasdruckfeder 200N
- mechanische Höhenverstellung
- 4 Doppelaufrollen (100 mm) mit Feststeller



**HMV-Nr.: 33.40.04.2008**
**Maße - Grundmodell**

		Boris Gr. 0	Boris Gr. 1	Boris Gr. 2	Boris Gr. 3	Boris Gr. 4
A	Sitzbreite vorne	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	51 cm
B	Sitzbreite hinten	26 cm	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm
C	Sitztiefe	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	48 cm
D	Rückenhöhe	49 cm	51 cm	56 cm	61 cm	65 cm
E	Sitzwinkel	(-) 5° - 30°	(-) 5° - 30°	(-) 5° - 30°	(-) 5° - 30°	(-) 5° - 30°
F	Überfahrbare Toilettenhöhe	47 - 57 cm	45 - 55 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm
G	Breite gesamt	53 cm	57 cm	63 cm	67 cm	72 cm
H	Länge gesamt	65 cm	65 cm	65 cm	70 cm	70 cm
I	max. Unterschenkellänge	38 cm	38 cm	48 cm	48 cm	48 cm
	max. Belastung	60 kg	80 kg	100 kg	100 kg	150 kg



**Grundmodell**

Boris Gr. 0		Boris Gr. 1		Boris Gr. 2		Boris Gr. 3		Boris Gr. 4	
Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück	
<input type="checkbox"/> 5200100	1.980,00 €	<input type="checkbox"/> 5201100	1.980,00 €	<input type="checkbox"/> 5202100	1.980,00 €	<input type="checkbox"/> 5203100	2.040,00 €	<input type="checkbox"/> 5204100	2.220,00 €

Zubehör			
<b>PU-Kopfstütze</b> – blau, in Höhe und Tiefe verstellbar mit Edelstahlhalter 	<b>PU-Einlegepolster</b> – zweiteilig für Sitz und Rücken 	<b>Tisch</b> – mit gepolsterter Armauflagefläche und Halter 	
			<b>Preis / Stück</b>
<input type="checkbox"/> 5200001	<input type="checkbox"/> für Gr. 0 (5200101) 285,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 1 (5201101) 285,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2 (5202101) 285,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 3 (5203101) 285,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 4 (5204101) 285,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 0 (5200012) 320,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 1 (5201002) 320,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2 (5202002) 320,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 3 (5203002) 320,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 4 (5204002) 320,00 €	<b>Preis / Stück</b>
	198,00 €		

Zubehör																		
<b>Toiletteneimer</b> – inkl. Deckel und Halterung als Montagesatz 	<b>Abduktionskeil</b> – mit integriertem Spritzschutz 	<b>Fußstütze</b> – höhen-, kniewinkel- und fußwinkelverstellbar, zusätzlich hochklappbar 																
			<b>Preis / Satz</b>	<b>Preis / Stück</b>														
<input type="checkbox"/> für Gr. 0+1 (5200102) 145,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2-4 (5202102) 145,00 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Breite</th> <th>Höhe ab Sitz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>für Gr. 0+1</td> <td>7 cm</td> <td>14 cm</td> </tr> <tr> <td>für Gr. 2-4</td> <td>8 cm</td> <td>17,5 cm</td> </tr> </tbody> </table>		Breite	Höhe ab Sitz	für Gr. 0+1	7 cm	14 cm	für Gr. 2-4	8 cm	17,5 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>einstellbare Unterschenklänge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>für Gr. 0+1</td> <td>30 - 38 cm</td> </tr> <tr> <td>für Gr. 2-4</td> <td>35 - 48 cm</td> </tr> </tbody> </table>		einstellbare Unterschenklänge	für Gr. 0+1	30 - 38 cm	für Gr. 2-4	35 - 48 cm	<b>Preis / Stück</b>
	Breite	Höhe ab Sitz																
für Gr. 0+1	7 cm	14 cm																
für Gr. 2-4	8 cm	17,5 cm																
	einstellbare Unterschenklänge																	
für Gr. 0+1	30 - 38 cm																	
für Gr. 2-4	35 - 48 cm																	
	<input type="checkbox"/> für Gr. 0+1 (5201103) 155,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2-4 (5202103) 155,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 0+1 (5201004) 275,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2-4 (5202004) 275,00 €																

Zubehör			
<b>Fixationsweste</b> – aus Abstandsgewebe inkl. Gurthalterung für die Schultergurte, Farbe: blau 	<b>Beckengurt</b> – aus Abstandsgewebe, Farbe: blau 		
<b>Preis / Satz</b>	<b>Preis / Satz</b>	<b>Preis / Stück</b>	
<input type="checkbox"/> Gr. 1 (5201010) 195,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 (5202010) 195,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 3 (5203010) 195,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (5201011) 89,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 (5202011) 89,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 3 (5203011) 89,00 €		

Gurthalterung				
	<b>Gurthalterung</b> – für Schultergurte bei Nutzung von anderen Fixationshilfen außer der obenstehenden Fixationsweste			
	Art.-Nr.	Nutzung	max. Schulterbreite	Preis / Stück
	<input type="checkbox"/> 5201005	bei Nutzung mit Kopfstütze	24 cm	89,00 €
	<input type="checkbox"/> 5202005	bei Nutzung mit Kopfstütze	36 cm	89,00 €
	<input type="checkbox"/> 5201008	bei Nutzung ohne Kopfstütze	24 cm	89,00 €
<input type="checkbox"/> 5202008	bei Nutzung ohne Kopfstütze	36 cm	89,00 €	