

BORIS...

der komfortable Toiletten- und Duschstuhl



Abb. Grundmodell BORIS Größe 2
zusätzlich mit Kopf- und Fußstütze, Armauflage und Einlegepolster



Die anatomisch geformte, tiefgezogene Sitzschale aus PE Kunststoff mit Rumpf- und Seitenführung bietet eine besonders hohe Sitzstabilität

- In fünf Größen lieferbar
- Robustes und pflegeleichtes Untergestell aus Edelstahl
- Höhenverstellbare Sitzschale zur Anpassung an bauliche Gegebenheiten
- Der Sitzwinkel ist stufenlos über eine Gasdruckfeder von (-) 5° bis 30° verstellbar
- Zur Unterstützung der Sitzposition ist der BORIS Toiletten- und Duschstuhl mit dem Fixationssystem FLEXI-AKTIV kombinierbar
- Als Zubehör zur individuellen Anpassung bieten wir Kopf- und Fußstütze, Einlege- und Armauflagepolster, sowie einen einsteckbaren Spritzschutz
- HMV Nr. 33.40.04.2008



Anatomisch geformte Sitzschale mit sehr guter Seitenführung zur Stabilisierung des Oberkörpers. Zweiteiliges Einlegepolster für zusätzlichen Sitzkomfort



Der Sitzwinkel ist stufenlos über eine Gasdruckfeder von (-) 5° bis 30° verstellbar



Einsteckbarer Spritzschutz in zwei Größen erhältlich



Hochklapp- und winkelverstellbare Fußstütze aus hochwertigem ABS-Material



Höhen- und winkelverstellbare Kopfstütze zur Unterstützung der Kopfkontrolle



Praktische Toiletten-einrichtung



Einsteckbare Armauflage zur Stabilisierung und Aufrichtung des Oberkörpers

Maße in cm	Gr.0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Sitzbreite vorne	31	36	41	46	51
Sitzbreite hinten	26	31	36	41	46
Sitztiefe	31	36	41	46	48
Rückenhöhe	49	51	56	61	65
Sitzwinkel	(-)5 - 30°	(-)5 - 30°	(-)5 - 30°	(-)5 - 30°	(-)5 - 30°
Überfahrbare Toilettenhöhe	47-57	45-55	42-52	42-52	42-52
Breite gesamt	53	57	63	67	72
Länge gesamt	65	65	65	70	70
max. Unterschenkel länge	38	38	48	48	48
max. Belastung (kg)	60	80	100	100	150



Rahmen: Edelstahl