

Rechnungsanschrift:

 **Bestellung** **Kostenvoranschlag**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Besteller: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Versandadresse:

 siehe Rechnungsanschrift

Kommission: \_\_\_\_\_

## Britt – Bade- und Liegehilfe


- Gestell aus UV-beständigem, weißen Kunststoffrohr mit abnehmbarem, waschbarem Bezug
- Sitz- und Fußteil im Winkel verstellbar
- abnehmbares Fußteil
- inkl. Beckengurt



HMV-Nr.: 04.40.04.1002

### Maße - Grundmodell

		Britt Gr. 1 niedrige Form	Britt Gr. 1	Britt Gr. 2 niedrige Form	Britt Gr. 2
A	Sitzbreite	41 cm	41 cm	45 cm	45 cm
B	Länge Gesamt	110 cm	110 cm	138 cm	138 cm
C	Liegehöhe	16 cm	21 cm	16 cm	26 cm
D	Länge Fußteil	39 cm	39 cm	38 cm	38 cm
E	Sitztiefe	33 cm	33 cm	53 cm	53 cm
F	Rückenhöhe	39 cm	39 cm	48 cm	48 cm
	max. Belastung	40 kg	40 kg	55 kg	55 kg
	Gewicht	4 kg	4 kg	5 kg	5 kg



### Grundmodell

Britt Gr. 1 (niedrige Form)	Britt Gr. 1	Britt Gr. 2 (niedrige Form)	Britt Gr. 2
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> 5001 000      845,00 €	<input type="checkbox"/> 5001 001      845,00 €	<input type="checkbox"/> 5002 000      890,00 €	<input type="checkbox"/> 5002 001      890,00 €

### Zubehör

Kopfführungspolster – verstellbar mit Klettverschluss		Zusätzlicher Haltegurt – verstellbar mit Klettverschluss für den Brust- oder Beinbereich	
Preis / Stück		Preis / Stück	
<input type="checkbox"/> für Gr. 1 (5001 002)	195,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 1 (5001 003)	99,00 €
<input type="checkbox"/> für Gr. 2 (5002 002)	216,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 2 (5002 003)	105,00 €