

BRITT... die bequeme und vielseitige Bad- und Liegehilfe

Mit der bequemen und vielseitigen Bad- und Liegehilfe BRITT wird das Baden viel entspannter.

- Das Gestell besteht aus UV-beständigem und weißem Kunststoffrohren
- Der Bezug und der Beckengurt sind abnehmbar und waschbar
- Die im Grundmodell enthaltene Winkelverstellung des Rücken- und Beinteils ist auch während der Nutzung einfach zu verstellen
- Der hochwertige Kunststoff sorgt für ein sehr geringes Eigengewicht und eine leichte Reinigung
- Kopfstützpolster sowie Becken- und Beingurte ermöglichen eine zusätzliche Positionierung des Kindes
- Durch die in der Grundkonstruktion enthaltene Modulbauart sind Maßanfertigungen schnell und kostengünstig realisierbar
- HMV Nr. 04.40.04.1002



Abb. Grundmodell BRITT Größe 1, zusätzlich mit Kopfstütze und zweitem Gurt



Sonderbauten in allen Variationen möglich, hier mit Schiebegriff, extragroß



Kopfstütze mit gutem Seitenhalt zur einfachen Montage

Maße in cm	Gr. 1 niedrige Form	Gr. 1	Gr. 2 niedrige Form	Gr. 2
Sitzbreite	41	41	45	45
Länge gesamt	110	110	138	138
Liegehöhe	16	21	16	26
Länge Fußteil	39	39	38	38
Sitztiefe	33	33	53	53
Rückenhöhe	39	39	48	48
max. Belastung (kg)	40	40	55	55
Gewicht (kg)	4	4	5	5

