

FLEXI-AKTIV...

das sympathische Begurtungs-System

...wir bewegen mehr!





FLEXI-AKTIV ist ein komplettes Begurtungs-System, das sich an den aktuellen medizinisch-therapeutischen Erkenntnissen und Erfordernissen orientiert. Es garantiert in allen Ausführungen und in jeder Situation den notwendigen Halt für aktives Sitzen. Dennoch bietet es das gewünschte Maß an Bewegungsspielraum.

FLEXI-AKTIV vereint optimal Fixierung und Freiheit. Das elastische Material schränkt nicht die Atmung ein, fühlt sich sympathisch und angenehm an und ist zudem hautfreundlich, atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend.

Außerdem ist es bei 30°C waschbar.

- Neuartiges, komplettes Begurtungs-System
- Entwickelt nach den aktuellen medizinisch-therapeutischen Erkenntnissen und Erfordernissen
- Brustschultergurte, Sitzhosen, Becken- und Fußgurte in allen gängigen Größen und drei Farben für alle Hilfsmittel
- Optimale Verbindung von Fixierung und Bewegungsfreiheit
- Sicherer Halt in jeder Situation, keine Einschränkung der Atmung
- Elastisches, hautfreundliches, atmungsaktives und feuchtigkeitsabweisendes Material

Brustschultergurt



Brustschultergurt

Brustschultergurt				
Maße in cm	1	2	3	4
A	13	18	18	20
B	19	20	21	22
C	15	19	28	30
D	5	5	5	6
E	28	34	44	52

Größe 1+ 2: Gurtbänder / Klappschnallen = 2,0 cm breit
Größe 3+ 4: Gurtbänder / Klappschnallen = 2,5 cm



Brustschultergurt (Mädchen)

Brustschultergurt (Mädchen)			
Maße in cm	2	3	4
A	18	18	19
B	24/6	25/7	27/7
C	17	21	27
D	5	6	7
E	35	44	52

Größe 1+ 2: Gurtbänder / Klappschnallen = 2,0 cm breit
Größe 3+ 4: Gurtbänder / Klappschnallen = 2,5 cm

Fixationsweste



Fixationsweste

Fixationsweste			
Maße in cm	0	1	2
A	8	9	11
B	26	29	35
C	10	12	15
D	27	30	35

Größe 1+ 2: Gurtbänder / Klappschnallen = 2,0 cm
Größe 3: Gurtbänder / Klappschnallen = 2,5 cm




FLEXI-AKTIV...

das sympathische Begurtungs-System

Sitzhose



T-Form




Sitzhose T-Form			
Maße in cm	0	1	2
A	23	25	28
B	15	17	20
C	33	35	38
D	24	26	28

Größe 0: Gurtbänder / Klappschnallen = 2,0 cm
Größe 1: Gurtbänder / Klappschnallen = 2,5 cm



Standard



Sitzhose Standard				
Maße in cm	1	2	3	4
A	24	29	33	36
B	14	17	22	26
C	35	43	49	55

Größe 0: Gurtbänder / Klappschnallen = 2,0 cm
Größe 1: Gurtbänder / Klappschnallen = 2,5 cm

Brustgurt



einfach mit Steckschloss als Verschluss

Brustgurt einfach		
Maße in cm	1	2
gepolstert mit Steckschloss	2	2,5
Gurtlänge je Seite	35	40

Brustgurt gepolstert	
Maße in cm	1
Breite	10
Länge je Seite	45



gepolstert mit Umlenkrolle als Verschluss

Beckengurt



4-Punkt-Beckengurt

4-Punkt-Beckengurt			
Maße in cm	1	2	3
Breite	4	6	6
gepolstert mit Steckschloss	2	2,5	4
Polsterlänge je Seite	18	25	30
Gurtlänge je Seite	30	35	40
Gutlänge über Oberschenkel	35	50	55

Beckengurt			
Maße in cm	1	2	3
Breite	4	6	6
gepolstert mit Steckschloss	2	2,5	4
Polsterlänge je Seite	18	25	30
Gurtlänge je Seite	30	35	40




Beckengurt



Fußfixierungen




Fußfixierung, 2-teilig mit Klett



Fußfixierung 2-teilig mit Klett			
Maße in cm	1	2	3
A	8	10	13



Fußmanschette mit Umlenkrolle als Verschluss



Fußmanschette			
Maße in cm	1	2	3
Knöchelumfang	12-19	15-23	19-27



Fußgurt mit Klappschnalle oder Klettband

Fußgurt mit Klappschnalle	
Maße in cm	
Breite	2,5
Länge	40

Fußgurt „Back to Back“ (o. Abb.)	
Maße in cm	
Breite	2
Länge	40

Armmanschette



Armmanschette gepolstert mit Klett

Armmanschette	
Maße in cm	
Breite	4
Länge	35