

Rechnungsanschrift:

 Bestellung
 Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____


Versandadresse:

 siehe Rechnungsanschrift

Kommission: _____

Sally – das mitwachsende Sitzsystem

- Aluminium-Korpus, nach Maß einstellbar
- Grundpolsterung mit Weichschaumoberfläche
- inkl. Thoraxpelotten, höhen- und seitenverstellbar
- inkl. Farbbeschichtung


HMV-Nr.: 26.11.01.1xxx

Maße - Grundmodell

	Sally Gr. 1	Sally Gr. 2	Sally Gr. 3
Sitzbreite	15 - 22 cm	22 - 29 cm	29 - 36 cm
Sitztiefe	15 - 22 cm	22 - 29 cm	29 - 36 cm
Rückenhöhe	35 - 39 cm	42 - 46 cm	46 - 50 cm
Rückenwinkel	90° - 120°	90° - 120°	90° - 120°
max. Belastung	30 kg	30 kg	45 kg

Grundmodell

Sally Gr. 1	Sally Gr. 2	Sally Gr. 3
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> 1801000 1.580,00 €	<input type="checkbox"/> 1802000 1.680,00 €	<input type="checkbox"/> 1803000 1.780,00 €

Rahmenfarben

Lasuritblau metallic	Weißaluminium (Silber)	Dormant Rot
Preis	Preis	Preis
<input type="checkbox"/> 9200010 inkl.	<input type="checkbox"/> 9200002 inkl.	<input type="checkbox"/> 9200003 inkl.

Einstellungen		Fixationshilfen
Einstellung der Sitzbreite, Sitztiefe und Pelotten (ggf. Kopfstütze) nach Maßgabe (bitte unbedingt ausfüllen!)		Bitte verwenden Sie unseren Auswahlbogen Flexi-Aktiv (siehe ab Seite 108)
<input type="checkbox"/> 1800015		Preis inkl.

Bezüge								
	Oberbezug, Farbe Schwarz (außen Baumwollstoff, innen Abstandsgewebe)							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Preis / Satz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> für Gr. 1 (1801001)</td> <td>348,00 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> für Gr. 2 (1802001)</td> <td>348,00 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> für Gr. 3 (1803001)</td> <td>348,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Preis / Satz		<input type="checkbox"/> für Gr. 1 (1801001)	348,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 2 (1802001)	348,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 3 (1803001)
Preis / Satz								
<input type="checkbox"/> für Gr. 1 (1801001)	348,00 €							
<input type="checkbox"/> für Gr. 2 (1802001)	348,00 €							
<input type="checkbox"/> für Gr. 3 (1803001)	348,00 €							

Zubehör																			
Herausnehmbare Innenteile mit Schnellverschluss für die komplette Schale 	Relaxschaum-Polsterung im Sitzbereich 	Relaxschaum-Polsterung im Rückenbereich 	Inkontinenzbeschichtung im Sitzbereich																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aufpreis / Satz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1800002</td> <td>39,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Aufpreis / Satz		<input type="checkbox"/> 1800002	39,00 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aufpreis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1800003</td> <td>100,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Aufpreis		<input type="checkbox"/> 1800003	100,00 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aufpreis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1800004</td> <td>100,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Aufpreis		<input type="checkbox"/> 1800004	100,00 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aufpreis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3000001</td> <td>158,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Aufpreis		<input type="checkbox"/> 3000001	158,00 €
Aufpreis / Satz																			
<input type="checkbox"/> 1800002	39,00 €																		
Aufpreis																			
<input type="checkbox"/> 1800003	100,00 €																		
Aufpreis																			
<input type="checkbox"/> 1800004	100,00 €																		
Aufpreis																			
<input type="checkbox"/> 3000001	158,00 €																		

Kopfstützen																						
Kopfstütze (als Rückenverlängerung) höhenverstellbar	Kopfstütze (Seitenführung) höhen-, winkel- und tiefenverstellbar 	Kopfstütze (Muschelform) höhen-, winkel- und tiefenverstellbar 																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Preis / Stück</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> für Gr. 1 (1801005)</td> <td>209,00 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> für Gr. 2 (1802005)</td> <td>209,00 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> für Gr. 3 (1803005)</td> <td>209,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Preis / Stück		<input type="checkbox"/> für Gr. 1 (1801005)	209,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 2 (1802005)	209,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 3 (1803005)	209,00 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Preis / Stück</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> für Gr. 1+2 (1801006)</td> <td>285,00 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> für Gr. 2+3 (1802006)</td> <td>285,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Preis / Stück		<input type="checkbox"/> für Gr. 1+2 (1801006)	285,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 2+3 (1802006)	285,00 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Preis / Stück</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> für Gr. 1+2 (1801007)</td> <td>285,00 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> für Gr. 2+3 (1802007)</td> <td>285,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Preis / Stück		<input type="checkbox"/> für Gr. 1+2 (1801007)	285,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 2+3 (1802007)	285,00 €
Preis / Stück																						
<input type="checkbox"/> für Gr. 1 (1801005)	209,00 €																					
<input type="checkbox"/> für Gr. 2 (1802005)	209,00 €																					
<input type="checkbox"/> für Gr. 3 (1803005)	209,00 €																					
Preis / Stück																						
<input type="checkbox"/> für Gr. 1+2 (1801006)	285,00 €																					
<input type="checkbox"/> für Gr. 2+3 (1802006)	285,00 €																					
Preis / Stück																						
<input type="checkbox"/> für Gr. 1+2 (1801007)	285,00 €																					
<input type="checkbox"/> für Gr. 2+3 (1802007)	285,00 €																					

Zubehör
Armlehnen – 4-Kant, höhen- und winkelverstellbar, inkl. PU-Armauflage


Preis / Paar

-
- für Gr. 1+2 (1801008) 198,00 €
-
-
- für Gr. 2+3 (1802008) 198,00 €

Unterarmstützen – mit Ellenbogenkante und Tischeinsteckung


Preis / Paar

-
- für Gr. 1+2 (1801009) 279,00 €
-
-
- für Gr. 2+3 (1802009) 279,00 €

Holztherapietisch mit Rand – vorsteckbar, abklappbar und abnehmbar, inkl. Halterung


Preis / Stück

-
- für Gr. 1+2 (3001010) 230,00 €
-
-
- für Gr. 2+3 (3002010) 230,00 €

Zubehör
Oberarmpolster
 2-teilig inkl. Bezug


Preis / Paar

-
- 1800010 198,00 €

Abduktionskeil
 vorsteckbar inkl. Bezug



Preis / Stück

-
- 1800011 179,00 €

Abduktionskeil
 abklappbar inkl. Bezug



Preis / Stück

-
- 1800012 199,00 €

Adapter
Trapezadapter Unterteil Gr. 1



Preis / Stück

-
- 9000004 162,00 €

Trapezadapter Oberteil Gr. 1


Preis / Stück


-
- 9000005 108,00 €

Rohradapter
 mit Patentverschluss


Preis / Stück

-
- 9000002 162,00 €


Fußstützen
Aluminium Fußbank – mit Fersenkante, höhen- und kniewinkelverstellbar

	Breite	
Gr. 1	26 cm	
Gr. 2	30 cm	
Gr. 3	36 cm	

Preis / Stück

-
- Gr. 1 (9001001) 205,00 €
-
-
- Gr. 2 (9002001) 205,00 €
-
-
- Gr. 3 (9003001) 205,00 €


Aluminium Fußbank – mit Fersenkante, höhen-, kniewinkel- und fußwinkelverstellbar, zusätzlich hochklappbar

	Breite	
Gr. 1	28 cm	
Gr. 2	34 cm	
Gr. 3	40 cm	

Preis / Stück

-
- Gr. 1 (9001007) 269,00 €
-
-
- Gr. 2 (9002007) 269,00 €
-
-
- Gr. 3 (9003007) 269,00 €

Geteilte Fußstützen – höhen-, breiten- und kniewinkelverstellbar, zusätzlich abschwenkbar

	einstellbare Breite		
Gr. 1	20 - 36 cm		
Gr. 2	28 - 44 cm		

Preis / Satz

-
- Gr. 1 (9001006) 338,00 €
-
-
- Gr. 2 (9002006) 338,00 €