

SALLY...

das mitwachsende Sitzsystem



Abb. Grundmodell SALLY Größe 2
zusätzlich mit Bezug, Kopfstütze Muschelform, Armlehnen, Oberarmstützpolstern und Beckengurt

SALLY ist eine mitwachsende Sitzeinheit, die in drei Grundgrößen lieferbar ist

- Der einstellbare, mitwachsende Aluminiumkorpus ermöglicht eine schnelle, individuelle Versorgung
- Die anatomische Polsterung ermöglicht eine optimale Anstützung in jedem eingestellten Maß
- Durch die Kombination mit den Sitzschalenuntergestellen FRANKA, FRIDOLIN oder FREDDY wird die Sitzversorgung zu einer stimmigen Einheit, die über einen längeren Zeitraum genutzt werden kann
- Zur Unterstützung der Sitzposition ist SALLY mit dem Fixierungssystem FLEXI-AKTIV kombinierbar
- HMV Nr. 26.11.01.1xxx



Der Sitz-Rückenwinkel ist per Langloch in einem Bereich von 90 - 120° einstellbar



Die Thoraxpelottensind in Weite, Höhe und Winkel einstellbar



Die Sitz- und Rückenbreite der Sitzeinheit lassen sich stufenlos verstellen



Anatomisch angeformte Sitzfläche mit Sitzmulde

Maße in cm	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Sitztiefe	15 - 22	22 - 29	29 - 36
Sitzbreite	15 - 22	22 - 29	29 - 36
Rückenhöhe	35 - 39	42 - 46	46 - 50
Rückenwinkel verstellbar	90 - 120°	90 - 120°	90 - 120°
Belastung max. (kg)	30	30	45

