

SASCHA...

das schwenkbare Pkw-Sitz- und Rückhaltesystem



Abb. Grundmodell SASCHA Größe 2a
zusätzlich mit Schwenkvorrichtung, Fußbank und Seitenführungs- und Rumpfhaltelaster

SASCHA ist in drei Größen mit je zwei Sitztiefen lieferbar, Größe 3 bis zu einer Belastung von 60 kg

- Geeignet ist das Sitz- und Rückhaltesystem zur Montage auf dem Beifahrersitz oder auf der Rücksitzbank
- Durch die niedrige Seitenführung, den optional steckbaren Pelotten und der Schwenkvorrichtung ist der Transfer maximal erleichtert
- Die Bezüge sind abnehmbar und bei 30°C waschbar
- Basierend auf dem SASCHA Sitz- und Rückhaltesystem sind Sonderbauten möglich
- Geprüft nach den Anforderungen der ECE-44/03
- HMV Nr. 26.11.06.0009




Durch die optionale Schwenkvorrichtung ist ein Herausschwenken um 90° möglich und der Transfer wird somit erleichtert



Optional, abnehmbare Pelotte zur Erleichterung des Transfers



Die Funktion einer Oberschenkelseitenführung ist durch das Seiten- und Rumpfhaltelöcher gewährleistet, welches beim Kind auch eine Aufrichtung des Rumpfes bewirkt



Die Fußbank ist in der Höhe einstellbar und per Druckknopf abzunehmen

Maße in cm	Gr. 1		Gr. 2		Gr. 3	
	a	b	a	b	a	b
Sitztiefe	25	30	30	35	35	40
Sitzbreite	28		32		36	
Rückenhöhe der Schale	40		48		56	
Kopfstütze/ Rückenhöhe	59 - 69		65 - 77		76 - 86	
Pelottenhöhe	25 - 33		32 - 40		36 - 44	
Sitzwinkel*	0° / 15°		0° / 10°		0° / 10°	
Rückenwinkel	90 - 108°		90 - 108°		90 - 108°	
Brustbreite	25 - 33		32 - 40		36 - 44	
Belastung max. (kg)	30		45		60	

* bei Verwendung der Fußbank und Schrägverstellung