

SONJA...

der Spezial-Autositz

...wir bewegen mehr!




Abb. Grundmodell SONJA Größe 2
zusätzlich mit Schwenkvorrichtung, Fußbank, Abduktionskeil, Kopfstütze und Hosenträgergurt



SONJA ist in drei Größen lieferbar, die Größe 3 bis zu einer Belastung von 60 kg

- Durch eine einstellbare Sitztiefe ist ein Mitwachsen des Autositzes möglich
- Eine gute Seitenführung wird durch die Schalenform garantiert
- Geeignet ist der Autositz zur Montage auf dem Beifahrersitz oder auf der Rücksitzbank
- Geprüft nach den Anforderungen der ECE-44/03
- Die Bezüge sind abnehmbar und bei 30°C waschbar
- Basierend auf dem SONJA Autositz sind Sonderbauten möglich
- HMV Nr. 26.11.06.0008



Schrägverstellung für eine entspannte Sitzposition



Höhenverstellbare Kopfstütze mit guter Seitenführung



Skolioseplatten zur Unterstützung der Rumpfkontrolle, Anbau nach Maß



Die Fußbank ist in Höhe und Kniewinkel einstellbar



SONJA ist optional mit einer Schwenkvorrichtung erhältlich

Maße in cm	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Sitztiefe	22 - 30	29 - 37	35 - 45
Sitzbreite	28	32	36
Rückenhöhe der Schale	45	53	58
Breite über alles	40	50	50
Tiefe über alles	50	53	54
Höhe* über alles	58/60**	66/68**	70
Belastung max. (kg)	30	45	60

* Kopfstütze (sofern vorh.) innerhalb der Schale montiert
 ** mit Schwenkvorrichtung