

SOFIE...

das individuell mitwachsende Sitzsystem



Abb. Grundmodell SOFIE Größe 1
zusätzlich mit Kopfstütze Muschelform, Rückenrohr ohne Schiebegriff, Thoraxpelotten, Oberschenkelführung sowie anatomischer Sitzfläche

SOFIE ist eine mitwachsende Sitzeinheit, lieferbar in drei Grundgrößen

- Das umfassende und vielseitige Zubehör ermöglicht eine individuelle Ausstattung und Anpassung
- Sitztiefe und -breite sowie die Rückenhöhe lassen sich leicht einstellen und gehören zu den Standard-Funktionen
- Das Sitzpolster kann mit einer anatomischen Ausformung gewählt werden und ermöglicht so auch komplexe Sitzversorgungen
- SOFIE ist auf alle handelsüblichen Untergestelle adaptierbar
- Auf der Basis von SOFIE sind Sonderbauten möglich, wie zum Beispiel das Einarbeiten individueller Körperabdrücke
- Zur Unterstützung der Sitzposition ist SOFIE mit dem Fixierungssystem FLEXI-AKTIV kombinierbar
- HMV Nr. 26.11.02.0xxx



Winkel- und höhenverstellbarer Rücken



Die abklappbaren Thoraxpelotten bieten eine körpernahe Einstellung und erleichtern das Hereinsetzen des Kindes in das Sitzsystem



Unterschiedliche Kopfstützen zur Optimierung der Stützfunktion verfügbar



SOFIE ist für die Kantelung auf Untergestellen geeignet



Die Armlehnen sind in der Höhe und im Winkel verstellbar



Durch die Oberschenkelführung ist die Regulierung der Sitzbreite und die Einstellung einer abduzierten Sitzposition möglich

Maße in cm	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
Sitztiefe	15 - 24	21 - 30	30 - 42
Sitzbreite	16 - 30	16 - 30	26 - 38
Höhe kurzer Rücken	30	30	40
Höhe langer Rücken	38	38	48
Einstellbare Rückenhöhe max.	45	45	55
Rückenwinkel verstellbar	(-)5 - 25°	(-)5 - 25°	(-)5 - 25°
Belastung max. (kg)	30	30	50
Gewicht (kg)	9	9	11

