

TINA...

das Liegeschalenuntergestell mit Liegeschalensystem



Abb. Grundmodell TINA
mit Liegeschalensystem Größe 3 und Vakuummatratze

und THEO... das stationäre Lagerungssystem



- Vakuum-System zur individuellen Lagerung
- Ein-Kammer Matratzentechnik oder Mehrkammern-System aus Neopren
- Optimale Körperformanpassung durch feines Füllmaterial
- Leicht handhabbare Vakuumtechnik: Luftzugabe bzw. -entnahme über ein Ventil mit manueller Doppelhubpumpe. Auf Wunsch kann auch eine Elektropumpe mitgeliefert werden
- Optimale Druckentlastung durch gleichmäßige Verteilung der Oberflächenaufgabe
- Multifunktionell einsetzbar, z.B. unterstützte Rücken- und Bauchlagerung, wechselnde Seitenlage, unterstützter Kniestand, gehaltener und unterstützter Sitz
- Sonderanfertigung nach angegebenen Körpermaßen