

Rechnungsanschrift:

-
- Bestellung**
-
-
- Kostenvoranschlag**

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Versandadresse:

 siehe Rechnungsanschrift

Kommission: _____


Maja – der mobile Stehtrainer



- abnehmbare Antriebsräder per Steckachse mit Feststellbremse und Speichenschutz, hintere Führungsräder mit Totalstopp
- inkl. Körperstütze / -polster, Sitzauflage, Rückenstützrolle
- Rahmenfarbe: Blau

HMV-Nr.: 28.29.01.3001


| Maße - Grundmodell | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | Maja K11 | Maja K13 | Maja K15 | Maja K17 |
| A | Höhe der Körperstütze | 42 - 56 | 56 - 74 | 74 - 97 | 91 - 122 |
| B | Breite der Körperstütze | 18 - 25 | 18 - 25 | 23 - 30 | 25 - 36 |
| C | Reifendurchmesser | 51 | 51 | 69 | 89 |
| D | Breite ohne Antriebsräder | 53 | 53 | 64 | 72 |
| E | Breite Gesamt | 65 | 65 | 74 | 85 |
| F | Länge Gesamt | 64 | 64 | 81 | 99 |
| G | Höhe gesamt | 57 - 71 | 60 - 76 | 76 - 99 | 95 - 124 |
| | Körpergröße | 64 - 81 | 76 - 102 | 94 - 132 | 122 - 165 |
| | Gewicht | 13 | 14 | 18 | 29 |
| | max. Belastung | 23 | 23 | 54 | 79 |



| Grundmodell | | | |
|--|---|---|--|
| Maja K11 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 64 - 81 cm | Maja K13 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 76 - 102 cm | Maja K15 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 94 - 132 cm | Maja K17 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 122 - 165 cm |
| Preis / Stück | Preis / Stück | Preis / Stück | Preis / Stück |
| <input type="checkbox"/> 3201000 3.300,00 € | <input type="checkbox"/> 3202000 3.600,00 € | <input type="checkbox"/> 3203000 4.100,00 € | <input type="checkbox"/> 3204000 4.900,00 € |

| Zubehör | |
|--|---|
| Halterung – zur Aufnahme der nebenstehenden Armstützen und / oder des Therapietischs  | Vorderarmstützen – nur in Verbindung mit nebenstehender Halterung montierbar  |
| Preis / Stück | Preis / Paar |
| <input type="checkbox"/> Gr. 1 für K11 + K13 (3201001) 168,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 für K15 + K17 (3203001) 168,00 € | <input type="checkbox"/> 3200002 520,00 € |

| Zubehör | | | | | |
|--|---|------------|-----------------------|------|--|
| Therapietisch – mit Mulde und transparenter Abdeckung für alle Größen (nur in Verbindung mit obenstehender Halterung montierbar)  | Umbausatz von K11 zu K13  | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Innenmaße</td> <td>22 x 28 cm</td> </tr> <tr> <td>max. Belastung</td> <td>5 kg</td> </tr> </table> | Innenmaße | 22 x 28 cm | max. Belastung | 5 kg | |
| Innenmaße | 22 x 28 cm | | | | |
| max. Belastung | 5 kg | | | | |
| Preis / Stück | Preis / Satz | | | | |
| <input type="checkbox"/> 3200003 495,00 € | <input type="checkbox"/> 3201004 845,00 € | | | | |

| Zubehör | | |
|--|---|--|
| Fußstützen mit Keilen | Zusätzliche Sitzauflage (groß) Maße: 20 x 28 cm | Zusätzliche Sitzauflage (klein) Maße: 18 x 20 cm |
| Preis / Satz | Preis / Stück | Preis / Stück |
| <input type="checkbox"/> für K11 + K13 (3201003) 108,00 € <input type="checkbox"/> für K15 (3203003) 138,00 € <input type="checkbox"/> für K17 (3204003) 138,00 € | <input type="checkbox"/> 3203005 170,00 € | <input type="checkbox"/> 3204005 135,00 € |