

MAJA...

der mobile, wendige Stehtrainer von Rifton



Abb. Grundmodell MAJA K13



MAJA ist in vier Größen lieferbar und somit für alle Altersstufen einsetzbar

- Der Stehtrainer verbindet Stehtherapie mit Mobilität
- MAJA bietet individuelle Anpassungsmöglichkeiten für sichere Unterstützung von Rumpf und Beinen
- Ausgestattet mit abnehmbaren Antriebsrädern (Steckachse) wird der Transport vereinfacht
- Die Führungsräder sind zusätzlich mit Feststellbremsen ausgestattet
- HMV Nr. 28.29.01.3001



Durch verschiedenes Stützzubehör, welches im Grundmodell enthalten ist, passt sich der Stehtrainer an die individuellen Erfordernisse an



Vorderarmstützen



Therapietisch mit Mulde und transparenter Abdeckung



individuell anpassbare Brustanlage



Leicht zu erreichende Feststellhebel



Maße in cm	K 11	K 13	K 15	K 17
Höhe der Körperstütze	42 - 56	56 - 74	74 - 97	91 - 122
Breite der Körperstütze	18 - 25	18 - 25	23 - 30	25 - 36
Reifendurchmesser	51	51	69	89
Breite ohne Antriebsräder	53	53	64	72
Breit gesamt	65	65	74	85
Länge gesamt	64	64	81	99
Höhe gesamt	57 - 71	60 - 76	76 - 99	95 - 124
Körpergröße	64 - 81	76 - 102	94 - 132	122 - 165
max. Belastung (kg)	23	23	54	79
Gewicht (kg)	13	14	18	29

