

MALTE...

der kompakte und vielseitige Retro-Walker

...wir bewegen mehr!



Abb. Grundmodell MALTE Größe 2
zusätzlich mit Sitzbank und kombinierter Becken- und Gesäßpelotte



Abb. Grundmodell MALTE Gr. 0 MINI
zusätzlich mit kombinierter Becken- und Gesäßpelotte

MALTE ist eine Laufhilfe, die speziell für Kinder von der Frühförderung bis zum Jugendalter geeignet ist. MALTE MINI ist ultraleicht und super kompakt, für den frühen Start auf die Beine

- Die abduzierte Rahmenform bildet eine große Unterstützungsfläche und begrenzt gleichzeitig Pendelbewegungen nach außen
- Die einzeln weiten- und höhenverstellbaren Handgriffe ermöglichen die Anpassung an die individuellen Körpermaße
- Das einfache Zusammenklappen des Grundrahmens ermöglicht problemlos Aufbewahrung und Transport auf kleinstem Raum (Gr. 0 MINI nicht faltbar)
- Ausstattungen wie Feststeller für die Lenkräder und Rücklaufstopp sind bereits im Grundmodell enthalten
- Die universell einstellbare Gesäßpelotte ermöglicht die Korrektur und Unterstützung der Steh- und Laufposition und kann durch einen Handgriff zur Rückenlehne der Sitzbank werden
- HMV Nr. 10.46.02.3029



MALTE ist in den Größen 3 und 4 auch für den Erwachsenenbereich geeignet



Ablagekorb



Die kombinierte Becken- und Gesäßpelotte ist in Höhe, Breite und Tiefe einstellbar und dient zur Stabilisierung des Gangbildes



Die dreidimensional verstellbaren Unterarmstützen bieten bei Bedarf zusätzliche Einstellmöglichkeiten



Die Sitzbank ist einfach mit einer Hand vor und zurück zu drehen



Verschleißfreier, ausschaltbarer Rücklaufstopp, integriert in die Radnabe

Maße in cm	Gr. 0*MINI	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3**	Gr. 4**
Griffhöhe	29-53	32-58	48-73	66-96	87-120
Griffabstand	22-36	22-36	30-44	38-52	43-57
Höhe Unterarmstützen	-	39-65	55-82	72-100	87-126
Sitzhöhe	-	30	45	60	70
Breite gesamt	52	57	65	72	80
Länge gesamt	58	63	76	81	92
Rahmenhöhe (gefaltet)	37	26	32	34	37
Transportmaß (L x B x H)	58x52 x37	63x57 x26	76x65 x32	81x72 x34	92x80 x37
max. Belast. (kg)	20	30	50	75	100
Gewicht (kg)	3,9	7,2	8,5	11,8	13,8

* Rahmen nicht faltbar

** Gr. 3 und 4 auf Anfrage bis max. Belastung 120 kg lieferbar



Rahmenfarben: Lasuritblau metallic (Gr.0) · Dormant Rot (Gr.1) · Orange (Gr.2) · Weißaluminium (Silber) (Gr. 3+4)