

Rechnungsanschrift:

 **Bestellung**  
 **Kostenvoranschlag**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Besteller: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Versandadresse:

 siehe Rechnungsanschrift

Kommission: \_\_\_\_\_

## Mirco – Gehtrainer





- Grundgestell mit Greifrahmen, höhenverstellbar (Gr. 0 MINI nicht höhenverstellbar)
- 4 Lenkrollen mit Schleifbremse, Rücklaufstopp und Totalstopp
- geringes Transportmaß, Rahmen der Gr. 2 - 4 zusätzlich faltbar

**HMV-Nr.: 10.46.02.3005**

**Maße - Grundmodell**

		Mirco Gr. 0 MINI (Rahmen nicht faltbar und höhenverstellbar)	Mirco Gr. 1 (Rahmen nicht faltbar)	Mirco Gr. 2 (Rahmen faltbar)	Mirco Gr. 3 (Rahmen faltbar)	Mirco Gr. 4 (Rahmen faltbar)
<b>A</b>	Höhe der Rumpfstütze	44 - 57 cm	56 - 78 cm	71 - 97 cm	89 - 127 cm	98 - 136 cm
	Umfang der Rumpfstütze	36 - 71 cm	36 - 71 cm	56 - 102 cm	71 - 127 cm	71 - 127 cm
<b>B</b>	Höhe Unterarmstützen	39 - 52 cm	47 - 70 cm	61 - 86 cm	79 - 117 cm	89 - 127 cm
<b>C</b>	Höhe des Gestells	32 cm	39 - 50 cm	53 - 66 cm	71 - 97 cm	80 - 105 cm
<b>D</b>	Breite gesamt	52 cm	57 cm	66 cm	70 cm	81 cm
<b>E</b>	Länge Gesamt	57 cm	69 cm	81 cm	97 cm	114 cm
	Maße gefaltet (L x B x H)	-	-	81 x 66 x 43 cm	97 x 70 x 44 cm	114 x 81 x 44 cm
	Gewicht	3,5 kg	6 kg	7 kg	13 kg	20 kg
	max. Belastung	23 kg	34 kg	68 kg	91 kg	125 kg



Grundmodell				
<b>Mirco Gr. 0 MINI</b> (Rahmen nicht faltbar und höhenverstellbar)  Farbe: Grün	<b>Mirco Gr. 1</b> (Rahmen nicht faltbar)  Farbe: Violett	<b>Mirco Gr. 2</b> (Rahmen faltbar)  Farbe: Rot	<b>Mirco Gr. 3</b> (Rahmen faltbar)  Farbe: Blau	<b>Mirco Gr. 4</b> (Rahmen faltbar)  Farbe: Blau
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> 3300100 1.040,00 €	<input type="checkbox"/> 3301100 1.380,00 €	<input type="checkbox"/> 3302000 1.820,00 €	<input type="checkbox"/> 3303000 2.350,00 €	<input type="checkbox"/> 3304000 3.400,00 €

Zubehör		
<b>Gepolsterte Armstützen – mit Halterung</b> 	<b>Handgriffe – nur für Gr. 0 - 2</b> 	<b>Gepolsterte Rumpfstütze – mit Halterung</b> 
Preis / Paar	Preis / Paar	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> für Gr. 0-2 (3301001) 540,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2-4 (3302001) 540,00 €	<input type="checkbox"/> 3300008 248,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 0+1 (3301002) 620,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2 (3302002) 680,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 3+4 (3303002) 680,00 €

Zubehör			
<b>Hüftfixierungshilfe – verstellbar, mit Halterung (inkl. ein Paar Schiebegriffe)</b> 	<b>Polster – für Hüftfixierungshilfe</b> 	<b>Oberschenkelfixierung mit Halterung</b> 	<b>Knöchelfixierung mit Verstellstienen und Gurten</b> 
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Paar	Preis / Satz
<input type="checkbox"/> für Gr. 0-2 (3301003) 465,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2-4 (3302003) 510,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 0-2 (3301004) 159,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2-4 (3302004) 159,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 0-2 (3301005) 460,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2-4 (3302005) 560,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 0 (3300106) 225,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 1 (3301106) 225,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2 (3302006) 225,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 3 (3303006) 225,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 4 (3304006) 225,00 €

Zubehör							
<b>Therapietisch – mit Mulde und transparenter Abdeckung für alle Größen</b> 	<b>Schiebestange für die Begleitperson – nur für Gr. 0 - 2</b> 	<b>Zusätzliche Schiebegriffe für alle Größen</b> 	<b>Ersatzrollen 4 Stück inkl. Wechselschlüssel</b> 				
<table border="1"> <tr> <td>Innenmaße</td> <td>22 x 28 cm</td> </tr> <tr> <td>max. Belastung</td> <td>5 kg</td> </tr> </table>	Innenmaße	22 x 28 cm	max. Belastung	5 kg	Preis / Stück	Preis / Paar	Preis / Satz
Innenmaße	22 x 28 cm						
max. Belastung	5 kg						
<input type="checkbox"/> 3300001 495,00 €	<input type="checkbox"/> 3300009 188,00 €	<input type="checkbox"/> 3300002 105,00 €	<input type="checkbox"/> für Gr. 0+1 (3300007) 266,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 2+3 (3302007) 266,00 € <input type="checkbox"/> für Gr. 4 (3304007) 266,00 €				