

# MIRCO... der geniale Gehtrainer von Rifton

...wir bewegen mehr!



Abb. Grundmodell MIRCO Gr. 0 MINI, zusätzlich mit Rumpfstütze, Greifringen und Schiebegriff für eine Begleitperson

**Der von MOVE International empfohlene Gehtrainer**

- Durch sein Baukastensystem an stützenden und unterstützenden Optionen bietet MIRCO größtmögliche Vielseitigkeit
- MIRCO ist an die Entwicklungsstufen und Fortschritte anpassbar und somit ein Hilfsmittel, das die Arbeit in der Therapie bestmöglich unterstützt
- Eine Besonderheit sind die mit vier Funktionen ausgestatteten Rollen, die zu jedem Grundmodell gehören
- Die stabile und leichte Konstruktion vermittelt den Kindern das Gefühl von Sicherheit und gewährleistet gleichzeitig den Bewegungsfreiraum
- Der Gehtrainer ermöglicht den Kindern den Freiraum und Mobilität und motiviert zu Bewegung und Therapie
- HMV Nr. 10.46.02.3005



Der Grundrahmen ist bei den Größen 2, 3 und 4 für den einfachen Transport faltbar



Die Hüftfixierung, hier mit Zusatzpolster, unterstützt die Balance des Kindes und entlastet je nach Einstellung die Beine



Abb. Grundmodell MIRCO Größe 2 zusätzlich mit Armstützen und Rumpfstütze



Individuell und körpernah einstellbare Rumpfstütze zum Stabilisieren des Oberkörpers



Die weich gepolsterten Armstützen lassen sich in jede Position einstellen



Durch die patentierte Oberschenkelführung kann eine Abduktion der Oberschenkel erfolgen, ohne den Bewegungsbereich der Beine zu verkleinern



Richtungsfeststeller, Rücklaufstopp, Schleif- und Feststellbremse gehören bei den 6" großen Rollen zu den Grundfunktionen



Maße in cm	Gr.0 MINI	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Höhe der Rumpfstütze	44-57	56-78	71-97	89-127	98-136
Umfang der Rumpfstütze	36-71	36-71	56-102	71-127	71-127
Höhe Unterarmstützen	39-52	47-70	61-86	79-117	89-127
Höhe Gestell	32	39-50	53-66	71-97	80-105
Breite gesamt	52	57	66	70	81
Länge gesamt	57	69	81	97	114
Maße gefaltet (L x B x H)	-	-	81x66 x43	97x70 x44	114x81 x44
max. Belast. (kg)	23	34	68	91	125
Gewicht (kg)	3,5	6	7	13	20



Rahmenfarben: Grün (Gr.0) · Violett (Gr.1) · Rot (Gr.2) · Blau (Gr. 3+4)