

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:
 siehe Rechnungsanschrift

Bestellung
 Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____
 Besteller: _____
 Datum: _____
 Unterschrift: _____

Kommission: _____


Momo – Dreirad

- Aluminiumrahmen mit extra tiefen Einstieg
- Felgenbremse mit Feststellvorrichtung
- winkelverstellbarer Lenkervorbau
- Lenkungsdämpfer zur Stabilisierung des Geradeauslaufs
- Trommelbremse im Vorderrad
- Schutzbleche an den Hinterrädern
- inkl. Korb



Maße - Grundmodell		Momo 12"	Momo 16"	Momo 20"	Momo 24"	Momo 26"
A*	Pedal bis Oberkante Sattel min.	28 cm	42 cm	48 cm	54 cm	65 cm
A**	Pedal bis Oberkante Sattel min.	31 cm	45 cm	51 cm	57 cm	68 cm
B	Sattelstützrohr bis Vorbaurohr	33 cm	39 cm	45 cm	52 cm	58 cm
C	Radstand	68 cm	80 cm	91 cm	104 cm	112 cm
D	Einstiegshöhe	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm
E	Länge über Alles	102 cm	120 cm	140 cm	165 cm	178 cm
	Breite über Alles	58 cm	65 cm	69 cm	75 cm	75 cm
	Leergewicht	12 kg	14,5 kg	17 kg	19,5 kg	21,5 kg
	max. Belastung	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg	120 kg

* Maß mit Standard Sattelstütze / ** Maß mit T-Sattelstütze





Grundmodell				
Momo 12" (HMV-Nr.: 22.51.02.0053)	Momo 16" (HMV-Nr.: 22.51.02.0054)	Momo 20" (HMV-Nr.: 22.51.02.0055)	Momo 24" (HMV-Nr.: 22.51.02.0051)	Momo 26" (HMV-Nr.: 22.51.02.0052)
Grundausrüstung, ohne Trommelbremse und Schutzbleche hinten	Grundausrüstung	Grundausrüstung	Grundausrüstung, zusätzlich mit Lichtanlage nach StVo	Grundausrüstung, zusätzlich mit Lichtanlage nach StVo
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
<input type="checkbox"/> 37 01 000 620,00 €	<input type="checkbox"/> 37 02 000 975,00 €	<input type="checkbox"/> 37 03 000 1.040,00 €	<input type="checkbox"/> 37 04 000 1.220,00 €	<input type="checkbox"/> 37 05 000 1.380,00 €

Rahmenfarben			
Farbauswahl für 12" - 20"		Farbauswahl für 24" - 26"	
		Preis	Preis
<input type="checkbox"/> Melonengelb (92 00 006)	inkl.	<input type="checkbox"/> Weißaluminium (Silber) (92 00 002)	inkl.
<input type="checkbox"/> Verkehrsrot (92 00 007)	inkl.	<input type="checkbox"/> Reinweiß (92 00 100)	inkl.
<input type="checkbox"/> Marineblau (92 00 008)	inkl.		



Konfigurationsmöglichkeiten - Antrieb			
	Art.-Nr.	Antrieb	Aufpreis / Stück
	<input type="checkbox"/> 37 00 001	Starrer Zahnkranz (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)	inkl.
	<input type="checkbox"/> 38 00 002	Extra leichte Übersetzung (für alle Antriebsarten)	inkl.
	<input type="checkbox"/> 37 00 004	Freilaufbremsnabe (mit Rücktrittbremse)	98,00 €
	<input type="checkbox"/> 37 00 003	Umschaltung starrer Zahnkranz auf Leerlaufnabe	210,00 €
	<input type="checkbox"/> 37 00 903	Umschaltung starrer Zahnkranz auf 7-Gang-Freilaufbremsnabe mit Rückfahroption	390,00 €
	<input type="checkbox"/> 37 00 005	3-Gang-Freilaufbremsnabe (mit Rücktrittbremse)	148,00 €
	<input type="checkbox"/> 37 00 006	3-Gang-Leerlaufnabe (ohne Rücktrittbremse)	188,00 €
	<input type="checkbox"/> 37 00 007	3-Gang-Freilaufbremsnabe mit Rückfahroption	248,00 €
	<input type="checkbox"/> 37 00 008	7-Gang-Freilaufbremsnabe (mit Rücktrittbremse)	268,00 €
	<input type="checkbox"/> 37 00 009	7-Gang-Leerlaufnabe (ohne Rücktrittbremse)	308,00 €
	<input type="checkbox"/> 37 00 109	7-Gang-Freilaufbremsnabe mit Rückfahroption	368,00 €



Sättel				
Standard-Sattel (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)	Gel-Sattel	Sattelsitz mit Sitzbeinmulden	Einradsattel – Bananenform	Mofa-Sattel
			 <small>(Achtung: min. Schrittlänge erhöht sich um 2 cm)</small>	 <small>(Achtung: min. Schrittlänge erhöht sich um 2 cm)</small>
Preis / Stück	Aufpreis / Stück	Aufpreis / Stück	Aufpreis / Stück	Aufpreis / Stück
<input type="checkbox"/> Gr. 1(37 01 001) inkl. <input type="checkbox"/> Gr. 2(37 02 001) inkl. <input type="checkbox"/> Gr. 3(37 03 001) inkl.	<input type="checkbox"/> Gr. 1(37 01 024) 38,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2(37 02 024) 38,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1(37 01 003) 158,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2(37 02 003) 158,00 €	<input type="checkbox"/> 37 00 010 72,00 €	<input type="checkbox"/> 37 00 023 108,00 €

Zubehör			
Standard-Sattelstütze (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)	T-Sattelstütze zur horizontalen Verstellung des Sattels	Kopfstütze	Aufnahmebügel mit Halterung nur in Verbindung mit der T-Sattelstütze nutzbar
 Gr. 1 für 12" Gr. 2 für 16" Gr. 3 für 20" - 26"	 Gr. 1 für 12" Gr. 2 für 16" + 20" Gr. 3 für 24" + 26"		 <small>* max. Höhe: gemessen beim Standard-Sattel bis Oberkante Rückenpelotte</small>
Preis / Stück	Aufpreis / Stück	Preis / Stück	Preis / Satz
<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 004) inkl. <input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 004) inkl. <input type="checkbox"/> Gr. 3 (37 03 004) inkl.	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 005) 64,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 005) 64,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 3 (37 03 005) 64,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 029) 260,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 029) 260,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 Höhe*: 28 cm (37 01 007) 98,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 Höhe*: 38 cm (37 02 007) 98,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 3 Höhe*: 45 cm (37 03 007) 98,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 4 Höhe*: 60 cm (37 04 007) 98,00 € <input type="checkbox"/> nach Maß (37 09 007) 210,00 € Höhe: __ cm (max. 85 cm) Tiefe: __ cm (max. 30 cm)

Rumpfstützen		Beckenstützen	
Dynamische Rückenpelotte gepolstert mit Gurt und Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)		Breitenverstellbare Rückenpelotte gepolstert, inkl. Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)	
			
	Breite		Breite
Gr. 1	20 - 30 cm	Gr. 1	20 - 28 cm
Gr. 2	25 - 35 cm	Gr. 2	25 - 33 cm
Gr. 3	30 - 40 cm	Gr. 3	30 - 36 cm
Preis / Stück		Preis / Stück	
<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 008)	185,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 025)	248,00 €
<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 008)	185,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 025)	248,00 €
<input type="checkbox"/> Gr. 3 (37 03 008)	185,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 3 (37 03 025)	248,00 €
Preis / Stück		Preis / Stück	
<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 009)	185,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 026)	248,00 €
<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 009)	185,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 026)	248,00 €
<input type="checkbox"/> Gr. 3 (37 03 009)	185,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 3 (37 03 026)	248,00 €





Begurtungssystem			
Brustgurt – für die breitenverstellbare Rückenpelotte		Fixationsweste – für die breitenverstellbare Rückenpelotte	
			
Preis / Stück		Preis / Stück	
<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 050)	75,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 051)	185,00 €
<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 050)	75,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 051)	185,00 €
<input type="checkbox"/> Gr. 3 (37 03 050)	75,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 3 (37 03 051)	185,00 €
Preis / Stück		Preis / Stück	
<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 052)	125,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 053)	130,00 €
<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 052)	125,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 053)	130,00 €
<input type="checkbox"/> Gr. 3 (37 03 052)	125,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 3 (37 03 053)	130,00 €

Zubehör			
Universal-Aufnahme – für Begurtungen bei Nutzung ohne Pelotten		Handfixierung – für alle Lenker	
			
	Breite		für
Gr. 1	22 cm	Gr. 1	12"
Gr. 2	27,5 cm	Gr. 2	16" - 26"
Preis / Stück		Preis / Stück	
<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 055)	85,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 0 (37 00 054)	43,00 €
<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 055)	85,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 054)	43,00 €
Preis / Stück		Preis / Stück	
<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 006)	98,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 022)	19,00 €
<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 03 006)	98,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 022)	19,00 €

Lenker			
Classic-Lenker – schwarz (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)		Touringlenker	
			
Preis / Stück		Aufpreis / Stück	
<input type="checkbox"/> für 12" (37 01 011)	inkl.	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 012)	74,00 €
<input type="checkbox"/> für 16" (37 02 011)	inkl.	<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 012)	74,00 €
<input type="checkbox"/> für 20" (37 03 011)	inkl.		
<input type="checkbox"/> für 24"-26" (37 04 011)	inkl.		
Preis / Stück		Aufpreis / Stück	
<input type="checkbox"/> Gr. 1 (37 01 013)	75,00 €	<input type="checkbox"/> 37 02 014	130,00 €
<input type="checkbox"/> Gr. 2 (37 02 013)	75,00 €		

Lenkung			
Schiebestange höhenstellbar und abnehmbar, mit integrierter Verdrehsicherung 	Feststellbremse für Begleitperson (nur in Verbindung mit Schiebestange nutzbar) 	Lenkung für Begleitperson – per Umlenkgestänge, inkl. Lenkeinschlagbegrenzer (nur in Verbindung mit Schiebestange nutzbar) 	Preis / Stück <input type="checkbox"/> für 12" (3701010) 329,00 € <input type="checkbox"/> für 16" (3702010) 329,00 € <input type="checkbox"/> für 20" (3703010) 329,00 € <input type="checkbox"/> für 24" (3704010) 329,00 € <input type="checkbox"/> für 26" (3705010) 329,00 €
<input type="checkbox"/> 3700011	Preis / Stück 124,00 €	<input type="checkbox"/> 3700012	Preis / Stück 89,00 €

Kurbel			
Stufenlos einstellbare Kurbelverkürzer für 12" - 20", hierdurch keine Verbreiterung des Pedalabstandes 	Kurbelverkürzer minimale Verbreiterung des Pedalabstandes 	Spezialkurbel für Kniekontraktur für 20" - 26" 	
<input type="checkbox"/> 3701015	Preis / Paar 114,00 €	<input type="checkbox"/> für 16" + 20" (3702015) 49,00 € <input type="checkbox"/> für 24" + 26" (3705015) 49,00 €	<input type="checkbox"/> rechts montiert (3703015) 289,00 € <input type="checkbox"/> links montiert (3704015) 289,00 €

Pedale			
Fußfixierpedale – mit Rennhaken und Ausgleichsgewichten 	Heimtrainerpedale 	Fußschalen – breitenverstellbar mit Ausgleichsgewichten und Fixiergurten 	Fußschalen mit Beinführung breitenverstellbar und mit Fixiergurten 
<input type="checkbox"/> 3700013	Aufpreis / Paar 73,00 €	<input type="checkbox"/> 3700014	Aufpreis / Paar 49,00 €
		<input type="checkbox"/> Gr. 1 (3701017) 170,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 (3702017) 170,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 3 (3704017) 170,00 €	<input type="checkbox"/> Gr. 1 (3701018) 290,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 2 (3702018) 290,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 3 (3703018) 290,00 € <input type="checkbox"/> Gr. 4 (3704018) 290,00 €

Elektroantrieb		
Anfahrhilfe – Elektroantrieb per Vorderradnabenmotor <ul style="list-style-type: none"> mittels Drehgriff durch den Fahrer zu betätigen inkl. 36V Lithium Ionen Akku (5,2AH) max. Geschwindigkeit: ca. 3,2 km/h 	Aktiver Elektroantrieb per Vorderradnabenmotor <ul style="list-style-type: none"> inkl. Anfahrhilfe und Tretsensor mittels Drehgriff durch den Fahrer zu betätigen inkl. 36V Lithium Ionen Akku (5,2AH) max. Geschwindigkeit ca. 20 km/h 	Passiver Elektroantrieb per Vorderradnabenmotor <ul style="list-style-type: none"> einstellbar durch die Begleitperson aktivierbar per Tretsensor inkl. 24V Blei-Gel-Akku
<input type="checkbox"/> für 16" (3702019) 1.820,00 € <input type="checkbox"/> für 20" (3703019) 1.820,00 €	<input type="checkbox"/> für 20" (3703119) 1.980,00 € <input type="checkbox"/> für 24" (3704019) 1.980,00 € <input type="checkbox"/> für 26" (3705019) 1.980,00 €	<input type="checkbox"/> für 16" (3702020) 1.730,00 € <input type="checkbox"/> für 20" (3703020) 1.730,00 € <input type="checkbox"/> für 24" (3704020) 1.730,00 € <input type="checkbox"/> für 26" (3705020) 1.730,00 €

Lichtanlage		Achsausleger	
Aufrüstung einer Lichtanlage für 12" - 20" mit Nabendynamo und Reflektoren nach StVo	Lichtanlage mit Nabendynamo für 24" - 26"	Abnehmbare Achsausleger – nicht möglich bei Umschaltungsantrieben	
<input type="checkbox"/> 3701021	<input type="checkbox"/> 3704021	<input type="checkbox"/> für 20" (3703023) 278,00 € <input type="checkbox"/> für 24" (3704023) 278,00 € <input type="checkbox"/> für 26" (3705023) 278,00 €	Preis / Satz 148,00 €
	Aufpreis / Satz 108,00 €		Preis / Satz 278,00 €